

NEW デンタルX線照射器KDEX-SII

販売名:「ケーデックスSII」
 認証番号224AGBXZX0051000

- アームは稼働空間が小さく
 設置スペースの狭い空間でもスムーズ
 - ガス式チェアの昇降ストロークは
 100mmで小児から成人まで対応
 - デジタル画像システムにも対応
- 総重量:50kg
 サイズ:W1080×D1000×H1960mm

商品コード **00000**

定価 **596,000**円 (税抜) →
398,000円 (税抜)

※別途設置及びX線漏洩検査料がかかります、ご相談ください。

管電圧 60kV	管電流 10mA	入力電源 10A
電源周波数 50/60Hz	電源電圧 交流100V	

撮影部位と患者モード(小児、生前)を
 選択するだけの簡単操作!
 (さらにマニュアルで0.01秒ごとに設定も可能)

〈仕様〉
 X線管:東芝D-081BS
 X線管焦点:0.8×0.8mm
 FSD:200mm
 総ろ過:2.2mmAL
 撮影時間:0.05秒~3.2秒
 (0.01秒ステップ可変)



NEW トイストーリーうちわ

プラスチック製
 H220mm
 12柄アソート



商品コード
100428

1パック(個包装/24個) **¥0,000** (税抜0,000)

※柄の一例です。

NEW コルネット [クラーク]

認証番号 219ADBZX00073000

海藻の素材性能を最大限活かした寒天印象材

押し出しは柔らかく、硬化後は適度なコシがありちぎれにくい
 グリーンとグリーンより硬めのブラウンの2種

カートリッジタイプ

商品コード
100714 グリーン
100715 ブラウン
 1箱(48本) **¥0,000** (税抜0,000)

5/16シリンジ

商品コード
100716 グリーン
100717 ブラウン
 1箱(60本) **¥0,000** (税抜0,000)

