

日本や世界で一流ブランドの歯科機器を  
 よりお求めやすい価格とトータルソリューションでご提供。

国産 歯科用ユニット  
 ドイツ製 マイクロスコープ

口腔内スキャナ  
 CAD/CAMシステム

歯科用CT  
 パノラマ デンタル

インプラントシミュレーション  
 & 画像診断  
 サージカルガイド作成

Ci CAD/CAMセンター

アライナー矯正 サージカルガイド

CAD/CAM冠、ジルコニア、アパットメント、  
 模型造形、デンチャーフレームなど

カバースクリュー付き1本  
 ¥8,800(税抜)

BIOTEMインプラント  
 ドリルキット



# 最新トータルソリューション



Ci PRODUCTS REVIEW vol.04 2024.04

シーアイ・プロダクツ・レビュー  
**Ci PRODUCTS REVIEW**

「4人の開業医に聞く」  
 Ciで開業を成し遂げた  
 4人の歯科医師が語る実体験

vol.4 発刊!

※PC・タブレット・スマートフォン対応

こちらからアクセス

トータルソリューションサイト  
**Ciプロダクツ**

最新の大型機器、  
 小型機器の  
 オンラインサイトです!

デジタル  
**Ciソリューション**

診療から技工まで  
 口腔内スキャナ、CAD/CAM、  
 3Dプリンターも集めました!

**Ciインプラント&オルソ**

デジタルソリューションを充実させ、  
 サージカルガイドからインプラント補綴  
 までワンストップでよりリーズナブルに  
 提案します。

**Ciデンタルタウン**  
 DENTAL TOWN

ネット上で、開業・入替時の機械・材料・  
 サービスが一覧でご覧になれます。

## 他社入替キャンペーン 実施中!

詳細は中面をご覧ください

# 新! WebサイトOPENしました!

☑ もっと詳しく! ☑ わかりやすく! ☑ 困ったも解決



## Ciプロダクツサポート

レントゲン・CAD/CAM・ソフトウェアなど各製品のよくある質問、お困り事の回答集をご用意して24時間いつでも見ていただき、トラブル解決もお手伝いします。レクチャー動画も豊富に掲載! 営業スタッフに直接おつなぎすることもできます。

**SUPPORT 1**

各製品に合わせた  
**質問回答集**

**SUPPORT 2**

分かりやすい  
使用方法の  
**レクチャー動画**

**SUPPORT 3**

個別に  
対応可能な  
**問い合わせフォーム**



アクセスはこちらから  
<https://ciproducts-support.jp/>  
PC・タブレット・スマートフォン対応

## もちろん 営業スタッフやコールセンターも医院様をサポート!

**安心 1**

コールセンター・リモートサポートによる敏速なオンラインサポート

**安心 2**

全国11カ所の営業マンによる訪問サポート

**安心 3**

製造メーカーのサポート拠点およびサポート専門業者との連携

全国に広がる Ci営業ネットワーク

- 北海道営業所
- 岐阜羽島リアルクリニックSR
- 北陸営業所
- 仙台営業所
- 東京営業所・ショールーム
- 長野出張所
- 名古屋営業所
- 大阪営業所・ショールーム
- 福岡営業所
- 鹿児島出張所
- 広島営業所

**Ciメディカル** 株式会社歯愛メディカル  
〒929-0112 石川県能美市福島町に152番地  
<https://www.ci-medical.com>

☑ 大型機器 ☑ 新規開業 ☑ 移転 ☑ 改装 ☑ 継承 ☑ 補助金 ☑ 助成金

■ 北海道営業所 TEL 011-351-4777	■ 名古屋営業所 TEL 052-508-8702
■ 仙台営業所 TEL 022-347-4180	■ 大阪営業所 TEL 06-6829-6718
■ 東京営業所 TEL 03-3294-8788	■ 広島営業所 TEL 082-258-1655
■ 北陸営業所 TEL 0761-50-2074	■ 福岡営業所 TEL 092-292-4188
■ 長野出張所 TEL 0761-50-2074	■ 鹿児島出張所 TEL 099-813-8241

全国 **CT・パノラマ・IOS・マイクロ스코ープ**  
**デモに伺います**

お問合せはこちらまで ☎ **0761-50-2074**  
営業支援課 / 9:00~18:00 (定休:土日祝)

# FLEXION

OPTIK  
Mikroskope in Medizin & Technik  
MADE IN GERMANY




FLEXIONの  
ユーザーボイスを  
多数掲載



右記QRコードからご覧ください。  
(PC・タブレット・スマートフォン対応)  
<https://ci-review.jp/>

## FLEXION BASIC PLUS フレキシオン ベーシックプラス

### 革新的な性能と充実の標準装備



- 1 アポクロマートレンズ採用
- 2 ボールジョイント (無重力バランスシステム)
- 3 業界初 アングルトランスミッション 5度から2度への革新
- 4 リアフォト型スプリッターシステム  
後方マウントにより、ヘッド本体の重量バランスUP
- 5 バリオフォーカス4 (新型) (保護カバー付)
- 6 Ergoアングルエクステンダー

可動式

ユニットマウント式

床固定式

天吊り式




商品コード：可動式 42173 ユニットマウント式 103972  
床固定式 42509 天吊り式 42508

~~250~~万円  
(税込2,750,000円)  
お問い合わせください

## FLEXION TWIN LIGHT フレキシオン ツインライト

### 蛍光観察モード搭載



- 1 FLUORESCENCE MODE搭載
- 2 アポクロマートレンズ+高光透過性構造 (透過率99.6%以上)
- 3 アングルトランスミッション (LED照明システム)
- 4 Ergoアングルエクステンダー
- 5 200°可変鏡筒
- 6 バリオフォーカス4 (新型) (保護カバー付)
- 7 ボールジョイント (無重力バランスシステム)
- 8 後方カメラマウントタイプ

蛍光観察  
モード

可動式

ユニットマウント式

床固定式

天吊り式




商品コード：可動式 107159 ユニットマウント式 107164  
床固定式 107162 天吊り式 107161

~~275~~万円  
(税込3,025,000円)  
お問い合わせください

## FLEXION LIGHT フレキシオン ライト

### 倍率3段階のライトバージョン



- 1 業界初 アングルトランスミッション
- 2 200°可変鏡筒
- 3 ボールジョイント (無重力バランスシステム)
- 4 Ergoアングルエクステンダー
- 5 バリオフォーカス4 (新型) (保護カバー付)
- 6 後方カメラマウントタイプ

可動式

ユニットマウント式

床固定式

天吊り式



商品コード：可動式 104045 ユニットマウント式 104048  
床固定式 104047 天吊り式 104046

129万円  
(税込1,419,000円)

# 他社入替キャンペーン

**歯科用ユニット** 導入された多くの先生方より  
ご好評の声をいただいております!

レビューの続きはこちら▶  
シーアイ・プロダクツ・レビュー  
PRODUCTS  
REVIEW



## 椎名町松本歯科こども歯科様

Ciデンタルショーで実機を体験した際、  
高級感があり**価格以上**だと思いました。



## みずほ歯科様

最初「めっちゃ安いじゃん!」と驚きました。  
必要最低限の機能が付いたシンプルな仕様  
で、費用対効果としては十分だと思います。



## 米子ハーミー歯科様

Ciのチェアユニットはシンプルで  
見た目が良く欠点がありません。  
スタッフからも「使い勝手がいい」と聞いています。



安心の  
国産

## Comfort Premium

歯科用ユニット コンフォートプレミアム



安心して乗降できる  
ステップレスチェア



うがいしやすい回転式  
のスピットンボウル



チェアとスピットンが  
一緒に昇降



オーバーアーム

商品コード  
111915 ベーシックタイプ  
111914 膝折れタイプ

ベースマウント

商品コード  
111913 ベーシックタイプ  
111912 膝折れタイプ

お問い合わせ  
ください

~~280~~万円  
(税込3,080,000円)

随時展示中

・東京ショールーム・新大阪ショールーム  
・岐阜羽島ショールーム(事前予約制)・福岡営業所

## Comfort Gentle 歯科用ユニット コンフォート ジェントル

ベースマウント

お客様からお年寄りまで  
幅広い層に優しいステップ付

よりお求めやすい  
カンタータイプ

膝折れ

商品コード  
102225  
~~210~~万円  
(税込2,310,000)

ベーシック

商品コード  
103327  
~~280~~万円  
(税込2,200,000)

ベースマウントは  
マイクروسコープ  
マウントも可能!

FLEXION  
フレキシオン

オーバーアーム

思い通りの操作がしやすくスペースの確保が容易

膝折れ

商品コード  
107677  
~~220~~万円  
(税込2,420,000)

ベーシック

商品コード  
107678  
~~210~~万円  
(税込2,310,000)

お問い合わせください

お問い合わせください

お問い合わせください

お問い合わせください

設置、メンテナンス、サポートも安心してお任せください。

敏速な  
対応

あんしん  
1

全国12か所の  
メーカーサポート拠点

札幌・盛岡・仙台・群馬・東京・北関東・  
静岡・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

あんしん  
2

国内メーカーの  
専門スタッフ対応

設置、メンテナンス、サポートも  
安心してお任せください。

あんしん  
3

全国11か所の  
CI営業拠点もサポート

北海道・仙台・東京・長野・北陸・  
岐阜・名古屋・大阪・広島・福岡・鹿児島

シートカラーバリエーション



キャメル ブラック オレンジ ブルー グリーン ブラウン  
ダークピンク ダークネイビー ライトグリーン ライトピンク ライトブルー ライトイエロー



他社レントゲンからの入替で  
追加値引きいたします!  
まずはお問い合わせください!

# 歯科用CT

レビューの続きはこちら▶  
シーアイ・プロダクツ・レビュー  
PRODUCTS REVIEW

## User's Voice

CiのCTを導入いただいた先生からの声をご紹介します。

### Smart Plusを導入

パノラマ・CTの同時撮影で診断ミスの予防へ。患者からも驚きの声か。



米子ハーミー歯科 院長  
石井 均先生

『Smart Plus』はパノラマ画像とCT画像が同時に映る機能がいいと思います。CT画像と一緒に撮影することでカリエスの見落としを防ぐことができます。他院では原因が分からなかったことも当院で特定できる場合があります。診断ミスの予防に繋がります。診療の際、患者さんに説明するためにCT画像を見せると「今まで見たことがなかった!」と驚かれ、初診の方からはすごい歯医者さんだと思っただけでいいよう好評です。

CTが  
パノラマ並みの価格で!

## vatech Ace9

CT・パノラマ複合機  
エースナイン



マジックパン  
1回の撮影で断面21枚より最適なパノラマ画像を生成!

商品コード 040701  
通常価格 ~~448~~ 万円  
(税込4,928,000)

商品コード 040702  
セファロ付  
通常価格 ~~568~~ 万円  
(税込6,248,000)

お問い合わせください



RAPID CEPH  
1.9 sec  
セファロ  
CT最大撮影範囲  
φ9×8cm

セット内容 本体(2年保証)、サーバーPC(5年保証)、23インチモニター、CTビューソフトEz3D-i画像管理ソフトEzDent-i(5ライセンス)、バックアップHDD、無停電電源装置

販売名:X線CT診断装置 Ace9 一般名称:アーム型X線CT診断装置 管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 認証番号:305AFBZX00014000

# 全機種安心の10年保証付き



## vatech Green X Plus


業界最大級の撮影範囲(FOV)、  
極小ボクセルサイズで画像が鮮明  
高速撮影で低被ばく

撮影時間  
セファロ 1.9秒  
CT 2.9秒  
パノラマ 3.9秒

除外品  
あしんの  
10年保証  
詳細はこちら

一般的な機種  
Green 18 70%減 70%  
Green X Plus 90%減 20%

CT撮影がわずか2.9秒のUltra low doseモードを搭載。



根管計測機能  
ボクセルサイズ  
50μmの  
超高精度  
根管を横断する断面に沿った精査が可能。

販売名:X線CT診断装置 GreenX 一般名称:アーム型X線CT診断装置 管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 認証番号:303AFBZX00065000

フルフェイス撮影で 矯正領域まで CT撮影範囲(FOV)(直径×高さ)	5x5/4x4cm
	8x8/8x5cm
	16x11cm
	18x15cm
ボクセルサイズ	18x24cm
	0.05~0.4mm

商品コード 106060  
通常価格 ~~1260~~ 万円  
(税込13,860,000)

商品コード 106061  
セファロ付  
通常価格 ~~1380~~ 万円  
(税込15,180,000)

お問い合わせください



## vatech Green 18


気道分析まで可能にする  
広い撮影範囲と  
被ばく線量最大70%低減

撮影時間  
セファロ 1.9秒  
CT 4.9秒  
パノラマ 7.0秒

除外品  
あしんの  
10年保証  
詳細はこちら

一般的な機種  
Green 18

「低線量撮影は画質が劣化する」という常識を打ち破り、Greenは高画質を保ちつつ、一般的なCTと比較して最大70%の線量を低減。



気道分析  
顎関節分析

販売名:X線CT診断装置 Green 一般名称:アーム型X線CT診断装置 管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 認証番号:301AFBZX00004000

顎関節・気道診断まで CT撮影範囲(FOV)(直径×高さ)	18x10cm
	13x10cm
	8x9cm
ボクセルサイズ	5x5cm
	0.08~0.3mm

商品コード 040018  
通常価格 ~~948~~ 万円  
(税込10,428,000)

商品コード 040019  
セファロ付  
通常価格 ~~1068~~ 万円  
(税込11,748,000)

お問い合わせください




## vatech Smart Plus

両顎の水平埋伏歯と上下顎を  
完全にカバーする幅広い撮影範囲と  
鮮明なパノラマ画像が特徴

撮影時間  
セファロ 1.9秒  
CT 2.9秒  
パノラマ 3.9秒

除外品  
あしんの  
10年保証  
詳細はこちら



業界初! オートパノ機能  
1回のCT撮影でパノラマ画像も同時に取得!(保険適用可)

### マジックパン

1回の撮影でパノラマ画像21枚を取得し1枚の最適なパノラマ画像を自動生成します。従来のパノラマ画像と比較して前歯部と臼歯部のボケが大幅に軽減。オートフォーカスだから誰が撮影しても鮮明なパノラマ画像の取得ができます。

撮影時間	パノラマ	7/14.1秒
	CT	18秒
	セファロ	1.9/3.9秒
上下顎含むフルマウスをカバー CT撮影範囲(FOV)(直径×高さ)	12x9cm	
	8x8cm	
	5x5cm	
ボクセルサイズ	0.08~0.2mm	

商品コード 040016  
通常価格 ~~698~~ 万円  
(税込7,678,000)

商品コード 040017  
セファロ付  
通常価格 ~~818~~ 万円  
(税込8,998,000)

お問い合わせください

¥ Ciならスムーズで  
低コストな入替が可能!

既存のデンタルIPスキャナ  
そのまま使用可能!  
※対応機種はご相談ください

既存の患者、画像データ  
をそのまま移行可能!

各種レセコンとの  
データ連携が可能!

わずか

# 上下顎印象採得が2分で終了!

爪

## 口腔内 スキャナ

爪

### メリット1

再印象の  
手間など  
人的ミス削減  
治療精度向上

### メリット2

印象材による  
患者さんの  
負担を軽減

### メリット3

患者さんの  
チェアタイム、  
通院回数を  
大幅に短縮

### メリット4

印象材、石膏  
保管スペース  
廃棄費用不要

### 医療法人 セント・パウロ 光吉歯科医院様

### User's Voice

導入した経緯としては、処分費の削減のために廃棄物を減らしたかったことが一つです。また、従来のやり方だと人の手がかかる時間が多いため、その時間ももたないとも感じていました。実際に AoralScan3 を導入すると、スキャンの速度は速く、廃棄物も減りました。当院では障害者歯科も行っており、印象採得時のアルジネートが喉に流れてしまうことを危惧していましたが、AoralScan3を使うことで安心して印象が採れるようになりました。



### 飯田橋エトワール 歯科医院様

初診時に AoralScan3 でスキャンを行い、レポートデータを QR コードにて患者さんに提供できる機能をいつも使っています。その他にも、矯正シミュレーション機能も作成時間が短いためよく使います。AoralScan3 は拡張性があり、ヘッドが小さく軽いため、使い易い機種です。IOS に慣れていない方でも、一番スキャンしやすい機種だと思います。



SHINING 3D DENTAL 口腔内スキャナ エーオーラルスキャン スリー

# Aoralscan 3



説明動画



100回まで  
オートクレープ可能

持ちやすく  
軽量化  
240g

あんしんの  
5年  
保証

成人から子供までの  
口腔内に適した2チップをご用意

- モーション機能で、マウスやキーボードを操作せずに、次の手順に移行。
- AI機能が、唇側や頬側などの歯牙以外の不要なデータを自動で削除。
- STL/OBJファイルを利用可能なCAD/CAMシステムとして連携が可能。
- 実際の色調に近く、リアルタイムで確認でき、明確なマージンの再現が可能。
- 圧倒的なスキャンスピードと22mmの深度でスキャンボディの採得など様々な臨床に応用。

一般的名称: デジタル印象採得装置

一般的名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名: G-Oralスキャン2 医療機器承認番号: 30400B2I00006A01

商品コード: 111886

お問い合わせください

~~215~~万円  
(税込2,365,000円)

豊富な  
データ  
を  
搭載

治療前後の  
説明に最適

矯正シミュレーション



患者様に  
口腔内環境を  
共有

口腔内レポート機能



メディット

## MEDIT i700

- フルアーチ11μmの高精度
- 高耐久性スキャンチップ
- 2倍速スキャンスピード
- ケーブル脱着可能



説明動画



商品コード: 106678

~~250~~万円  
(税込2,750,000円)

販売名: MEDIT i700 オーラルスキャナ  
承認番号: 30300B2I00031000(管理 特管)

お問い合わせください

メディット

## MEDIT i700 WIRELESS

i700のスピード、軽さ、精度がそのまま  
ワイヤレスになりました

- 隣接部の撮影もケーブルの制約を受けることなく  
難なく撮影が可能。
- バッテリー式だけど軽い。
- 1秒間で70枚もの画像を取得する  
スキャンスピード(70FPS)で驚くほどスムーズ。
- 使い易さと多機能を両立させたソフトウェアが付属。



商品コード: 111426

~~330~~万円  
(税込3,630,000円)

一般的名称: デジタル印象採得装置 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット  
販売名: MEDIT i600 & i700 オーラルスキャナ 承認番号: 30300B2I00031000(管理 特管)

お問い合わせください