

新規開業特集 9月号を発刊しました!

開業

SPECIAL INTERVIEW

戦略

# Ci PRODUCTS REVIEW

## プロダクツレビュー

ON WEB

4 Ciで開業された  
4医院にインタビュー!

創意工夫を重ね、  
自らが医院をブランディング

本駒込デンタルクリニック 院長 高木 徹

インタビュー  
記事は  
本誌P5へ

Ciプロダクツ  
レビュー

アクセスはこちら▶



歯科医師として研鑽を深め  
小児矯正に特化した  
医院を目指し開業  
リンクスター歯科 院長  
鈴木信之介



Ciが扱うのは  
消耗品だけじゃなかった  
ブライトデンタルクリニック 院長  
野島富美子



目指したのは、子どもたちが喜ぶ  
「ワンダーランド」のような医院

ワンダーランドデンタル 院長  
松崎 祐樹



ラストサマーセール

# SALE!

この夏限定のプライスをお見逃しなく!

〈セール期間〉  
2024. 9/27(金)まで

## Ciプロダクツ

歯科用ユニット、CT、レントゲン、IOS、  
CAD/CAMシステムまで全てCiにお任せ!

重要なお知らせ

### マイクロスコープ FLEXION

2024.10月1日(火)より

全機種  
及び  
オプション

## 値上げします

値上げ  
直前

# 最後のセール

開催中



## ワイヤレスが ついにデビュー!

口腔内スキャナ

### Aoralscan 3 WIRELESS

イーオーラルスキャン スリー ワイヤレス

## デビュー特価!

SHINING 3D  
DENTAL



NEW

# vatech CT・パノラマ複合機・パノラマ専用機

## Green X12™



あんしんの  
**10**年  
部品保証

他社データ  
移行費  
**無料**

最新  
エンド機能  
搭載！

1回の  
CT撮影で

5種類の診断画像の  
取得が可能

- ✓ CT画像×1枚
- ✓ パノラマ画像×1枚
- ✓ 超高精細エンドCT画像×3枚

- 業界最小レベル49.5μmのエンド画像の取得が可能
- 診断目的に合わせた4つの撮影範囲(最大FOVφ12×14cm)
- ダブルスキャン機能で最大高さ14cmまで拡張可能
- 独自の画像再構成技術でアーチファクトを軽減

- レセコン・画像管理ソフト連携対応
- 導入後の更新費用なし
- 既存の患者・画像データの移行が可能

GreenX12の  
機能とメリットが  
約3分の動画で  
丸わかり！  
アクセスはこちら▶

撮影時間		
セファロ	CT	パノラマ
1.9秒	10秒	4.0秒

商品コード 040817	<del>768</del> 万円 (税込8,448,000円)	セファロ付 商品コード 040818	<del>888</del> 万円 (税込9,768,000円)
通常価格		通常価格	

**ラストサマー特価**

最大撮影範囲  
φ9×8cm

**Ace9** エースナイン

2年保証

省スペースで  
狭いX線室にもフィット！  
設置面積／幅983×奥行1,182mm

撮影時間 セファロ 1.9秒

マジックパン 1回の撮影で断面21枚より最適なパノラマ画像を合成！

商品コード 040701 ~~448~~万円 (税込4,928,000)

セファロ付 商品コード 040702 ~~568~~万円 (税込6,248,000)

**ラストサマー特価！** 価格はお問い合わせください

販売名：X線CT診断装置 Ace9 / 一般の名称：アーム型X線CT診断装置  
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器  
認証番号：305AFBZX00014000

最大撮影範囲  
φ12×9cm

**Smart Plus**™

1回のCT撮影で  
パノラマ画像も  
同時に取得！(保険適用可)

撮影時間 セファロ 1.9秒

あんしんの  
10年保証

商品コード 040016 ~~698~~万円 (税込7,678,000)

セファロ付 商品コード 040017 ~~818~~万円 (税込8,998,000)

**ラストサマー特価！** 価格はお問い合わせください

販売名：歯科用X線診断装置 Smart Plus (PHT-35LHS) / 一般の名称：デジタル式歯科用パノラマX線CT診断装置  
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 / 認証番号：302AFBZX00003000

最大撮影範囲  
φ18×10cm

**Green 18**

撮影時間 セファロ 1.9秒 CT 4.9秒 パノラマ 7秒

あんしんの  
10年保証

気道描画機能付

商品コード 040018 ~~948~~万円 (税込10,428,000)

セファロ付 商品コード 040019 ~~1,068~~万円 (税込11,748,000)

**ラストサマー特価！** 価格はお問い合わせください

販売名：X線CT診断装置Green / 一般の名称：アーム型X線CT診断装置  
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 / 認証番号：301AFBZX00004000

あんしんの  
10年保証

**Green X Plus**

気道描画機能付

最大撮影範囲  
φ18×10cm

商品コード 106060 ~~1,260~~万円 (税込13,860,000)

セファロ付 商品コード 106061 ~~1,380~~万円 (税込15,180,000)

**ラストサマー特価！** 価格はお問い合わせください

撮影時間  
セファロ 1.9秒 CT 2.9秒 パノラマ 3.9秒

販売名：X線CT診断装置 GreenX / 一般の名称：アーム型X線CT診断装置  
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 / 認証番号：303AFBZX00065000

1年保証

**vatech**製は  
2Dもきれいです

詳細はこちら

1年保証

既存の患者データと画像データをそのまま移行可能！

**PaX-i Plus**™ パノラマ専用

商品コード 040770 ~~256~~万円 (税込2,816,000)

セファロ付 商品コード 040771 ~~376~~万円 (税込4,136,000)

**ラストサマー特価！** 価格はお問い合わせください

既存のデンタルIPスキャナーをそのまま使用可能！

各種レセコンとのデータ連携が可能！

販売名：歯科用X線診断装置 PaX-i Plus / 認証番号 第305AFBZX00081000号

# Aoralscan 3

## ワイヤレスが新登場



### ワイヤレス

有線による制約を受けず、快適な診断



### 高速で安定

Wi-Fi6内蔵。高速で安定したスキャン



### 長持ちバッテリー

バッテリー3個と充電器付きで  
ノンストップスキャンが可能

#### 長時間のバッテリー容量



1回の充電で最大**2時間**の  
連続スキャン

スタンバイモードで  
**10日間**持続可能

1回の充電で  
最大**60ケース**  
使用可能

一目で分かる  
バッテリー  
残量

スキャン  
状況の  
表示

持ちやすい  
人間学的  
デザイン

動作検知機能  
により、  
動作中の汚染  
リスクが軽減

曇り防止用  
チップ自動  
加熱機能

Aoralscan3  
ワイヤレス  
紹介動画



あんしんの  
**5年**  
保証

持ちやすく  
軽量化  
**330**

オートクレーブ**100**回可能  
成人から子供までの  
口腔内に適した2チップ



有線タイプ

さらにお求めやすい  
価格になりました!

商品コード  
111886 ~~190~~万円  
(税込2,090,000)

**限定特価!**  
価格はお問合せください

あんしんの  
**5年**  
保証

持ちやすく  
軽量化  
**240**

オートクレーブ**100**回可能  
成人から子供までの  
口腔内に適した2チップ



ワイヤレスタイプ

商品コード  
120730 ~~245~~万円  
(税込2,695,000)

**デビュー特価!**  
価格はお問合せください

一般名称: デジタル印象採得装置  
一般名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット  
医療機器承認番号: 30400B2I00006000 販売名: Aoralスキャン3

## スキャンアシスト機能からアプリまで豊富に搭載

本体のモーション機能で  
マウス、キーボードを操作せずに  
次の手順に移行可能

圧倒的なスキャンスピードと  
スムーズなスキャンをAIがアシスト

診療に役立つアプリと  
新機能が次々とアップデート



22mmの深度でインプラント印象含め様々な症例に対応



矯正歯科



ベニヤ



インレー・  
アンレー



6ユニットブリッジ



All-on-6  
インプラント



小児歯科治療

### 注目の 機能!

### 口腔内健康レポート

口腔内健康レポートからQRコード  
を生成し、患者さんのスマホで  
読み込み可能に!

動画では7番近心欠損  
部を説明。デジタルな  
らではの利点を活用し  
状況説明や方針を説明  
できます。



動画で紹介しています



安心の国産

# 歯科用チェアユニット コンフォートシリーズ

## ユーザーの声

友人がCiのチェアユニットもあるよと教えてくれたので、早速実物を見に行ってみました。逆にどこかダメなところはないのか疑いたくなるほどでした。実際の使用感も良かったです。友人が開業する際にも薦めたいほどです。医院の拡大の際はこのユニットをまた選びます。



コンフォートシリーズ標準仕様 ■ モーター回路 ×1 ■ タービン回路 ×1 ■ シリンジ ×1

コンフォートプレミアム

## Comfort Premium 1年保証

展示中：東京SR・新大阪SR・岐阜羽島SR(事前予約制)・福岡営業所

多様な患者さんを受け止める快適性と安全性に配慮したデザイン



安心して乗降できる  
ステップレスチェア



うがいがしやすい回転  
式のスピットンボウル



チェアとスピットンが  
一緒に昇降



ベースマウント  
商品コード  
111913 ベーシックタイプ  
111912 膝折れタイプ

オーバーアーム  
商品コード  
111915 ベーシックタイプ  
111914 膝折れタイプ

~~280~~万円  
(税込3,080,000)  
ラストサマー特価

コンフォートシリーズ  
3つの安心

**あんしん1**  
国内メーカーの  
専門スタッフが対応  
設置、メンテナンス、  
サポートも  
安心してお任せください。

**あんしん2**  
全国11か所の  
メーカーサポート拠点  
札幌／盛岡／仙台／群馬／  
東京／北関東／名古屋／  
大阪／広島／高松／福岡

**あんしん3**  
敏感な  
対応！  
全国11か所の  
Ci営業拠点もサポート  
北海道／仙台／東京／長野／  
北陸／岐阜／名古屋／  
大阪／広島／福岡／鹿児島

コンフォート ジェントル

## Comfort Gentle 1年保証

患者さんにはゆったりとした心地よさを先生には高い機能性と操作性を提供します

ベースマウント ベースマウントはマイクロスコープマウントも可能！

お子様からお年寄りまで幅広い層に優しいステップ付

よりお求めやすい  
カンタータイプ

膝折れ  
商品コード102225  
~~210~~万円  
(税込2,310,000)  
ラストサマー特価

ベーシック  
商品コード103327  
~~280~~万円  
(税込2,200,000)  
ラストサマー特価

オーバーアーム 省スペースでOK!

思い通りの操作がしやすくスペースの確保が容易

膝折れ  
商品コード107677  
~~220~~万円  
(税込2,420,000)  
ラストサマー特価

ベーシック  
商品コード107678  
~~210~~万円  
(税込2,310,000)  
ラストサマー特価

マイクロスコープマウント

これからのニュースタンダード！ユニットは、より精密な観察治療ができるスペースへ



OPTIK FLEXION

明るく鮮明な拡大画像だけでなく高い操作性や革新的な機能、パリオフォーカスまで搭載したマイクロスコープ

膝折れ + FLEXION ライト <del>330</del> 万円 (税込3,630,000) + FLEXION ベーシックプラス <del>430</del> 万円 (税込4,730,000)	ベーシック + FLEXION ライト <del>320</del> 万円 (税込3,520,000) + FLEXION ベーシックプラス <del>420</del> 万円 (税込4,620,000)
--	--

ラストサマー特価


豊富なシートカラーバリエーション  
プラウン人気No.1

20種類のシートカラーから医院様のイメージに合わせてお選びいただけます。



デザイン性のあるファブリック調シート (オプション)

8色 NEW 新登場!



## 値上げ直前最後のセールです

円安・ユーロ高・物価高の影響で

**2024年10月1日より** 全機種及びオプションを値上げいたします。

ご購入をご検討中の方は、お早めにご相談ください。

## Ciプロダクツレビュー



FLEXIONのユーザーボイスを多数掲載



右記QRコードからご覧ください。  
(PC・タブレット・スマートフォン対応)  
<https://ci-review.jp/>


FLEXION

## BASIC PLUS

フレキシオン  
ベーシックプラス

1年保証

## 革新的な性能と充実の標準装備



詳細はこちら



- 1 アポクロマートレンズ採用
- 2 ボールジョイント（無重力バランスシステム）
- 3 業界初 アングルトランスミッション 5度から2度への革新
- 4 リアフォト型スプリッターシステム  
後方マウントにより、ヘッド本体の重量バランスUP
- 5 バリオフォーカス4（新型）（保護カバー付）
- 6 Ergoアングルエクステンダー

商品コード  
42173 可動式 103972 ユニットマウント式  
42509 床固定式 42508 天吊り式

可動式 ユニットマウント式  
床固定式 天吊り式

10月1日から  
**265**万円  
(税込2,915,000)

値上げ直前  
最後の  
特価

~~250~~万円  
(税込2,750,000)

## FLEXION LIGHT


フレキシオン  
ライト

1年保証

## 倍率3段階のライトバージョン



詳細はこちら



- 1 業界初 アングルトランスミッション
- 2 200°可変鏡筒
- 3 ボールジョイント（無重力バランスシステム）
- 4 Ergoアングルエクステンダー
- 5 バリオフォーカス4（新型）（保護カバー付）
- 6 後方カメラマウントタイプ

商品コード  
104045 可動式 104048 ユニットマウント式  
104047 床固定式 104046 天吊り式

可動式 ユニットマウント式  
床固定式 天吊り式

10月1日から  
**149**万円  
(税込1,639,000)

値上げ直前  
最後の  
特価

~~129~~万円  
(税込1,419,000)

## FLEXION TWIN LIGHT

フレキシオン  
ツイン ライト

1年保証

## 蛍光観察モード搭載




詳細はこちら



- 1 FLUORESCENCE MODE搭載
- 2 アポクロマートレンズ+ ※製造元調べ  
高光透過性構造(透過率99.6%以上)
- 3 アングルトランスミッション(LED照明システム)
- 4 Ergoアングルエクステンダー
- 5 200°可変鏡筒
- 6 バリオフォーカス4（新型）（保護カバー付）
- 7 ボールジョイント（無重力バランスシステム）
- 8 後方カメラマウントタイプ

商品コード  
107159 可動式 107164 ユニットマウント式  
107162 床固定式 107161 天吊り式



可動式 ユニットマウント式  
床固定式 天吊り式

10月1日から  
**285**万円  
(税込3,135,000)

値上げ直前  
最後の  
特価

~~275~~万円  
(税込3,025,000)