

1回のCT撮影で 5種類の診断画像の取得が可能!

- ✓ CT画像×1枚
- ✓ パノラマ画像×1枚
- ✓ 超高精細エンドCT画像×3枚

vatech Green X 12TM

グリーンエックス12

- 業界最小レベル49.5 μ mのエンド画像の取得が可能
- 診断目的に合わせた4つの撮影範囲(最大FOV ϕ 12x14cm)
- ダブルスキャン機能で最大高さ14cmまで拡張可能
- 独自の画像再構成技術でアーチファクトを軽減



販売名: X線CT診断装置 GreenX
 一般的名称: アーム型X線CT診断装置
 管理医療機器、特定保守管理医療機器、
 設置管理医療機器
 認証番号: 303AFBZX00065000

あんしんの
10年
部品保証

最新
エンド機能
搭載

他社データ移行費
無料

レセコン・
画像管理ソフト
連携対応

導入後の
更新費用
なし

既存の患者・
画像データの
移行が可能

GreenX12の
機能とメリットが
約3分の動画で丸わかり!



商品コード
040817
通常価格

~~768~~万円
(税込8,448,000円)

セファロ付
商品コード
040818
通常価格

~~888~~万円
(税込9,768,000円)

大決算価格で!

大決算価格で!

IPスキャナー CS7200

Carestream DENTAL

- スリム&コンパクトなデザイン
- 高品質デジタル画像
- シンプルな操作性
- スキャン時間8秒(1画像あたり)



【付属品】
 ・IPプレート サイズ0、サイズ2(各4枚)
 ・カバー サイズ0、サイズ2(各200枚)
 ・クリーナー1本 ・IPプレート保護ケース、マット

販売名: [CS7200 CRシステム] 認証番号: 227AGBZX00054A01



1年保証

特別価格でご提供

120万円+
設置費8万円
~~95~~万円
(税込1,045,000)

大決算価格で!

デンタルIPスキャナー SPI SCAN PRO

最大14.3lp/mmの高画質モード
と4.1秒のクイックスキャンモード
搭載のデンタルIPスキャナー



寸法: H265xW120xD318mm 重量: 5.5kg

【付属品】
 ・サイズ0(2枚) ・サイズ2(4枚) ・ACアダプター
 ・イーサネットケーブル
 ・センサーカバー 各サイズ100箱 ・USBケーブル
 ・IPプレート保管ボックス

IPプレートサイズ
0, 1, 2, 3, 4c

商品名: SPIスキャンプロ 認証番号: 303AKBZX00083000



1年保証

撮影したIPプレートを
トレーに乗せるだけで
スキャン開始。

商品コード 100864
~~58~~万円
(税込638,000)

大決算価格で!

vatech ポータブルX線照射器 EzRay AirTM

軽量のままバッテリー容量が
2.8倍*1にアップ!

- AUTOモードで簡単操作(マニュアルもダイヤル操作機能あり)
- 顔に当てた角度により歯番を認識して線量を自動調整
- 1回のフル充電で約700回*2使用可能
- 焦点サイズわずか0.4mmで画像が鮮明
- バッテリー交換可能



1年保証

最軽量級
2.1kg

ダブルシールド
外部と内部のダブル
シールドでX線の散乱、
漏洩からオペレーター
を守ります。



商品コード 105262

~~39.8~~万円
(税込437,800)


大決算価格で!

*1 EzRay Air1と比較。
*2 使用条件により異なります。

販売名: [イーサーレイエア2] 届出番号: 230AFBZX00037000

vatech EzSensor HDTM

世界最小! ピクセルサイズ14.8 μ mで
33.7lp/mmの超高精細なデンタル画像を再現



- 4.8mmの超薄型デザイン
- 患者にやさしい丸型形状

商品コード
040997 サイズ1.0
(36.8x25.4mm)
040998 サイズ1.5
(39.5x29.2mm)
040999 サイズ2.0
(42.9x31.3mm)


~~55~~万円
(税込605,000)

大決算価格で!

販売名: [歯科用デジタルX線センサ EzSensor HD (IOS-U10V)] [歯科用デジタルX線センサ EzSensor HD (IOS-U15V)]
販売名: [歯科用デジタルX線センサ EzSensor HD (IOS-U120V)] 認証番号: 306AFBZX00039000

vatech EzCam

500万画素のイメージングセンサに
非球面レンズを採用し、
鮮明で歪みのない口腔内画像の撮影が可能。



HD対応
口腔内カメラ
500万画素
1年保証
軽量ボディ
40g

商品コード 109593
~~87.273~~円
(税込96,000)

大決算価格で!

販売名: [Ezカメラ] 届出番号: 17B2X10001001756

vatech
Ace9

コンパクトで狭いX線室にもフィット!
設置面積/幅983×奥行1,182mm

撮影時間
セファロ **1.9**秒
CT最大撮影範囲 **φ9×8cm**

2年保証

詳細はこちら

販売名: X線CT診断装置 Ace9
一般名称: アーム型X線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
認証番号: 305AFBZX00014000

CTがパノラマ価格で!

マジックパン
1回の撮影で断面21枚より最適なパノラマ画像を合成!

1回の撮影で全額をカバー 鮮明なセファロ画像

撮影時間	パノラマ	11.9/14.1秒
	CT	18秒
	セファロ	1.9/3.9秒
CT撮影範囲(FOV)(直径×高さ)		9×8cm
ポクセルサイズ		0.08~0.2mm

商品コード 040701 (セファロ付) 040702
~~448~~万円 (税込4,928,000) ~~568~~万円 (税込6,248,000)
大決算価格で!

vatech
Smart Plus

両顎の水平埋伏歯と上下顎を完全にカバーする幅広い撮影範囲と鮮明なパノラマ画像が特徴

撮影時間
セファロ **1.9**秒

あんしんの10年保証

詳細はこちら

販売名: 歯科用X線診断装置 Smart Plus(PHT-35LHS)
一般名称: デジタル式歯科用パノラマX線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
認証番号: 302AFBZX00003000

業界初! オートパノ機能
1回のCT撮影でパノラマ画像も同時に取得!(保険適用可)

マジックパン
1回の撮影でパノラマ画像21枚を取得し1枚の最適なパノラマ画像を自動合成します。従来のパノラマ画像と比較して前歯部と臼歯部のボケが大幅に軽減。オートフォーカスだから誰が撮影しても鮮明なパノラマ画像の取得ができます。

撮影時間	パノラマ	7/14.1秒
	CT	18秒
	セファロ	1.9/3.9秒
上下顎含むフルマウスをカバー		12×9cm
CT撮影範囲(FOV)(直径×高さ)		8×8cm
		5×5cm
ポクセルサイズ		0.08~0.2mm

商品コード 040016 (セファロ付) 040017
~~698~~万円 (税込7,678,000) ~~818~~万円 (税込8,998,000)
大決算価格で!

vatech
Green X Plus

業界最大級の撮影範囲(FOV)、極小ポクセルサイズで画像が鮮明高速撮影で低被ばく

撮影時間
セファロ **1.9**秒
CT **2.9**秒
パノラマ **3.9**秒

あんしんの10年保証

詳細はこちら

販売名: X線CT診断装置 GreenX 一般名称: アーム型X線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 認証番号: 303AFBZX00065000

超低線量CT撮影

一般的な機種	70%減	70%
Green 18	90%減	20%
Green X Plus		

CT撮影がわずか2.9秒のUltra low doseモードを搭載。

根管計測機能
ボクセルサイズ **50μm**の超高精細
根管を横断する断面に沿った精査が可能。

フルフェイス撮影で矯正領域まで	5x5/4x4cm
	8x8/8x5cm
CT撮影範囲(FOV)(直径×高さ)	16x11cm
	18x15cm
	18x24cm
ポクセルサイズ	0.05~0.4mm

商品コード 106060 (セファロ付) 106061
~~1,260~~万円 (税込13,860,000) ~~1,380~~万円 (税込15,180,000)
大決算価格で!

vatech
Green 18

気道描画まで可能にする広い撮影範囲と被ばく線量最大70%低減

撮影時間
セファロ **1.9**秒
CT **4.9**秒
パノラマ **7**秒

あんしんの10年保証

詳細はこちら

販売名: X線CT診断装置 Green 一般名称: アーム型X線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 認証番号: 301AFBZX00004000

超低線量CT撮影

一般的な機種 vs Green 18

「低線量撮影は画質が劣化する」という常識を打ち破り、高画質を保ちつつ、一般的なCTと比較して最大70%の線量を低減。

気道描画
顎関節分析

顎関節・気道描画まで	18×10cm
CT撮影範囲(FOV)(直径×高さ)	13×10cm
	8×9cm
	5×5cm
ポクセルサイズ	0.08~0.3mm

商品コード 040018 (セファロ付) 040019
~~948~~万円 (税込10,428,000) ~~1068~~万円 (税込11,748,000)
大決算価格で!

vatech
PaX-i Plus

パノラマ専用 パックス・アイプラス
簡単に使いこなせるソフトウェア

商品コード 040770 (セファロ付) 040771
~~256~~万円 (税込2,816,000) ~~376~~万円 (税込4,136,000)
大決算価格で!

1年保証

詳細はこちら

販売名: 歯科用X線診断装置 PaX-i Plus / 認証番号 第305AFBZX00081000号

vatech製は2Dもキレイ

各種レセコンとのデータ連携が可能!

大決算価格のお問合せは
0761-50-2074
営業支援課/9:00~18:00(定休:土日祝)

CT・パノラマ・IOS・マイクロスコープ
全国デモに伺います

全国60人の営業マンが対応いたします

北海道営業所 TEL 011-351-4777 名古屋営業所 TEL 052-508-8702
仙台営業所 TEL 022-347-4180 大阪営業所 TEL 06-6829-6718
東京営業所 TEL 03-3294-8788 広島営業所 TEL 082-258-1655
北陸営業所 TEL 0761-50-2074 福岡営業所 TEL 092-292-4188
長野出張所 TEL 0761-50-2074 鹿児島出張所 TEL 099-813-8241



SHINING 3D
DENTAL

エーオーラルスキャンスリー

Aoralscan 3

ワイヤレスが新登場

お問い合わせ多数！いま注目の口腔内スキャナ。



ワイヤレス

有線による制約を受けず、快適な診断

高速で安定

Wi-Fi6内蔵。高速で安定したスキャン

長持ちバッテリー バッテリー3個と充電器付き



- ・1回の充電で最長**2時間**の連続スキャン
- ・スタンバイモードで**10日間**持続可能
- ・1回の充電で最大**60ケース**使用可能

あんしんの
5年
保証

くもり
止め
機能搭載

オートクレーブ **100回**可能
成人から子供までの
口腔内に適した2種類のチップ




▶ **たった3分で丸わかり**

Aoralscan3の機能とメリットを分かりやすく紹介!



▶ **リアルなスピードを体感**

臨床現場でのスキャンスピードをご覧ください! **上下顎わずか2分**



新登場

さらにお求めやすい
価格になりました!

ワイヤレスタイプ

商品コード **120730** ~~245~~万円
(税込2,695,000)

大決算価格で!

有線タイプ

商品コード **111886** ~~190~~万円
(税込2,090,000)

大決算価格で!

一般的名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器承認番号: 30400B2I00006000 販売名: Aoralスキャン3

ココに注目!

「**口腔内健康レポート**」機能

口腔内の健康状態を患者さんに分かりやすくレポート化。PC画面にQRコードを表示させて、患者さんがスマホで読み込むことも可能!

動画で
紹介




動画では7番近心欠損部を説明。デジタルならではの利点を活用し状況説明や方針を説明できます。

スキャンアシスト機能からアプリまで豊富に搭載


本体のモーション機能でマウス、キーボードを操作せずに次の手順に移行可能



圧倒的なスキャンスピードとスムーズなスキャンをAIがアシスト



診療に役立つアプリと新機能が次々とアップデート



22mmの深度でインプラント印象含め様々な症例に対応



矯正歯科



ベニヤ



インレー・アンレー



6ユニットブリッジ



All-on-6インプラント



小児歯科治療

3Dプリンターが院内でより高精度、速く、シンプルに進化!

SHINING 3D
DENTAL

NEW AccuFab-CEL 6K

3Dプリンター
アキュファブ・セル

高速プリント

(レイヤー厚み:100μm)

歯列矯正モデル	14分
サージカルガイド	20分
クラウン&ブリッジ	11分
インプラントモデル	20分
デンチャー垂直プリント	70分
スプリント傾斜プリント	45分*

*ハイパークリアー使用時

高出力で均一なライトボードシステム

高いプリント精度±35μmを実現。SHINING 3Dが開発した新技術「コロメート・プログラマブル・リングラフイー」で、均一性の高い光が照射されることで精度の高いプリント結果を実現します。



オートマッチング機能

プリンタ本体に予め各レジンのご最適条件が登録されています。最適条件はFabWashとFabCureに共有され、全てのポストプロセスの条件が自動で設定されます。



特別3点セット

大決算
価格で!

~~182万円~~
(税込2,002,000)

販売名: AccuFab-CEL 3Dプリンター 届出番号: 17B2X10001001897
販売名: Fab キュア2 届出番号: 17B2X10001001914

ポストキュア
ユニット
FabCure 2
ファブキュア2
180,000円
(税込198,000)



ポストプロセッシング
ユニット
FabWash
ファブウォッシュ
540,000円
(税込594,000)



3Dプリンター
AccuFab-CEL 6K
アキュファブ・セル
1,100,000円 (税込1,210,000)



動画説明は
こちら



動画説明は
こちら

3点セットがおすすめ!

3Dプリンターで造形後、FabWashで余分なレジン洗い流し、FabCureで2次重合させ完成します。機器同士がWi-Fiで接続され各プロセスに最適な時間が自動設定されるためよりシンプルなワークフローを実現します。



動画説明は
こちら



《 AccuFab-CEL専用レジン 》

作業模型など繊細な再現が必要な模型製作用

Fab デンタルモデルレジン [DM12]
イエロー 18,000円
1本 (1kg) (税込19,800)

販売名: Fab デンタルモデルレジン
届出番号: 17B2X10001001906

インプラント模型、作業模型、クラウンブリッジ用

Fab デンタルモデルレジン [DM03]
グレー 18,000円
1本 (1kg) (税込19,800)

販売名: Fab デンタルモデルレジン(グレー)
届出番号: 17B2X10001001905

熱成形マウスガード、アライナー、スプリント製作模型用の耐熱性レジン

Fab オルソモデルレジン [OD02]
1本 (1kg) 20,000円
(税込22,000)

販売名: Fab オルソモデルレジン
届出番号: 17B2X10001001900

サージカルガイド製作用レジン、インダイレクトボンディング用レジン

Fab サージカルガイドレジン [SG01]
1本 (1kg) 25,000円
(税込27,500)

販売名: Fab サージカルガイドレジン
届出番号: 17B2X10001001902

ワックスパターン製作用レジン(クラウン、ブリッジ、パーシャル)

Fab キャスタブルワックスレジン [DC12]
1本 (1kg) 26,000円
(税込28,600)

販売名: Fab キャスタブルワックスレジン
届出番号: 17B2X10001001903

模型上で軟性の歯肉を再現

Fab ジンジバレジン [GM12]
1本 (1kg) 34,000円
(税込37,400)

販売名: Fab ジンジバレジン
届出番号: 17B2X10001001904

カスタムトレー、ベースプレート製作用

Fab トレーレジン [TR01]
1本 (1kg) 22,000円
(税込24,200)

販売名: Fab トレーレジン
届出番号: 17B2X10001001901

透明なスプリント、ナイトガード用

Fab スプリントソフトレジン [SS01]
1本 (1kg) 38,000円
(税込41,800)

販売名: Fab スプリントソフトレジン
届出番号: 17B2X10001001907

大決算価格のお問合せは

0761-50-2074

営業支援課/9:00~18:00(定休:土日祝)

CT・パノラマ・IOS・
マイクロスコープはCIにお任せ!

全国デモに
伺います



全国60人の営業マンが対応いたします

北海道営業所	TEL 011-351-4777	名古屋営業所	TEL 052-508-8702
仙台営業所	TEL 022-347-4180	大阪営業所	TEL 06-6829-6718
東京営業所	TEL 03-3294-8788	広島営業所	TEL 082-258-1655
北陸営業所	TEL 0761-50-2074	福岡営業所	TEL 092-292-4188
長野出張所	TEL 0761-50-2074	鹿児島出張所	TEL 099-813-8241

Cj 大決算 & 大商談会

歯科用ユニット Comfort シリーズ

LIMITED EDITION が新登場

コンフォートシリーズにファブリック調シートと
グレードアップした無影灯を装備しました

標準装備 LED無影灯MyLux (非接触、5段階調整、光重合フィルター)

標準装備 新ファブリック調シート

豊富なバリエーションから医院のイメージに合わせお選び頂けます。



マイクロスコープマウント

FLEXION



1年保証

安心の
国産

より
エレガントに
彩る

**大決算
価格で!**

Comfort Premium 歯科用ユニット コンフォートプレミアム



展示中

- ・東京SR
- ・新大阪SR
- ・岐阜羽島SR (事前予約制)
- ・福岡営業所



安心して乗降できる
ステップレスチェア

ベースマウント

- 111913 ベーシックタイプ
- 111912 膝折れタイプ



うがいしやすい回転式の
スピットンポウル

オーバーアーム

- 111915 ベーシックタイプ
- 111914 膝折れタイプ



チェアとスピットンが一緒に昇降

~~280~~万円
(税込3,080,000)

大決算価格で!

Comfort Gentle 歯科用ユニット コンフォートジェントル

ベースマウント

お子様からお年寄りまで
幅広い層に優しいステップ付
膝折れ

商品コード
102225

210万円
(税込2,310,000)

大決算価格で!

よりお求めやすい
カンタータイプ
ベーシック

商品コード
103327

280万円
(税込2,200,000)

大決算価格で!

ベースマウントは
マイクロスコープ
マウントも可能!

FLEXION
フレキシオン

オーバーアーム

思い通りの操作がしやすくスペースの確保が容易

膝折れ

商品コード
107677

220万円
(税込2,420,000)

大決算価格で!

ベーシック

商品コード
107678

210万円
(税込2,310,000)

大決算価格で!

コンフォートシリーズ 3つの安心

あんしん1

国内メーカーの
専門スタッフ対応
設置、メンテナンス、
サポートも安心して
お任せください。

あんしん2

全国11か所の
メーカーサポート拠点
札幌・盛岡・仙台・群馬・
東京・北関東・名古屋・
大阪・広島・高松・福岡

あんしん3

全国11か所の
Ci営業拠点もサポート
北海道・仙台・東京・
長野・北陸・岐阜・名古屋・
大阪・広島・福岡・鹿児島

敏速な
対応!

豊富なシートカラーバリエーション

ブラウン人気 No.1

20種類のシートカラーから医院様のイメージに合わせてお選びいただけます。



オプション

ファブリック調シート **8色新登場!**



ドイツ製 歯科用マイクロスコープ

FLEXION

フレキシオン
OPTIK
MADE IN GERMANY



FLEXIONの
ユーザーボイスを
多数掲載


Ciプロダクツレビュー

右記QRコードからご覧ください
(PC・タブレット・スマートフォン対応)
<https://ci-review.jp/>



FLEXION BASIC PLUS

フレキシオン ベーシックプラス **1年保証** / 革新的な性能と充実の標準装備



- 1 アポクロマートレンズ採用
- 2 ボールジョイント (無重力バランスシステム)
- 3 業界初 アングルトランスミッション
5度から2度への革新
- 4 リアフォト型スプリッターシステム
後方マウントにより、ヘッド本体の重量バランスUP
- 5 バリオフォーカス4 (新型) (保護カバー付)
- 6 ERGOアングルエクステンダー

可動式 ユニットマウント式
床固定式 天吊り式

~~265~~万円
(税込2,915,000)

大決算価格で!

商品コード 42173 可動式 42509 床固定式 103972 ユニットマウント式 42508 天吊り式

FLEXION LIGHT

フレキシオンライト



1年保証 / 倍率3段階のライトバージョン

- 1 業界初 アングルトランスミッション
- 2 200°可変鏡筒
- 3 ボールジョイント (無重力バランスシステム)
- 4 Ergoアングルエクステンダー
- 5 バリオフォーカス4 (新型) (保護カバー付)
- 6 後方カメラマウントタイプ

可動式 ユニットマウント式
床固定式 天吊り式

~~149~~万円
(税込1,639,000)

大決算価格で!

商品コード 104045 可動式 104047 床固定式 104048 ユニットマウント式 104046 天吊り式

FLEXION TWIN LIGHT

フレキシオン ツインライト



1年保証 / 蛍光観察モード搭載

- 1 FLUORESCENCE MODE搭載
- 2 アポクロマートレンズ+高光透過性構造 (透過率99.6%以上)
※製造元調べ
- 3 アングルトランスミッション (LED照明システム)
- 4 Ergoアングルエクステンダー
- 5 200°可変鏡筒
- 6 バリオフォーカス4 (新型) (保護カバー付)
- 7 ボールジョイント (無重力バランスシステム)
- 8 後方カメラマウントタイプ



可動式 ユニットマウント式
床固定式 天吊り式

~~285~~万円
(税込3,135,000)

大決算価格で!

商品コード 107159 可動式 107162 床固定式 107164 ユニットマウント式 107161 天吊り式

◆ 一般的名称:可搬型手術用顕微鏡 販売名:Flexion マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001416 / 販売名:Flexion 設置型マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001555
 ◆ 一般的名称:可搬型手術用顕微鏡 販売名:Flexion ツインライト マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001694 / 販売名:Flexion ツインライト 設置型マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001695
 ◆ 一般的名称:可搬型手術用顕微鏡 販売名:Flexion ライト マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001634 / 販売名:Flexion ライト 設置型マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001635

大決算価格のお問合せは
0761-50-2074
営業支援課 / 9:00~18:00 (定休:土日祝)

CT・パノラマ・IOS・
マイクロスコープ
全国デモに
お呼び
ください

全国60人の営業マンが対応いたします

北海道営業所	TEL 011-351-4777	名古屋営業所	TEL 052-508-8702
仙台営業所	TEL 022-347-4180	大阪営業所	TEL 06-6829-6718
東京営業所	TEL 03-3294-8788	広島営業所	TEL 082-258-1655
北陸営業所	TEL 0761-50-2074	福岡営業所	TEL 092-292-4188
長野出張所	TEL 0761-50-2074	鹿児島出張所	TEL 099-813-8241