

《セール期間》

2024

12月  
末日まで

1年間の感謝を込めて

# 大決算 SALE 2024

人気商品を衝撃特価で大放し!

もっと詳しく! わかりやすく!  
「困った」を解決するWebサイト

24時間  
いつでも  
安心

Ciプロダクツサポート

- 各製品に合わせた  
質問回答集
- 分かりやすい  
使用方法の  
レクチャー  
動画
- 個別に  
対応可能な  
問い合わせ  
フォーム

もちろん全国の営業スタッフやコールセンターも  
医院様をサポートいたします。

アクセスはこちらから  
<https://ciproducts-support.jp/>

PC・タブレット・スマートフォン対応



トータルソリューションサイト  
Cjプロダクツ



最新の大型機器、  
小型機器の  
オンラインサイトです!



Cjインプラント&オルソ

デジタルソリューションを充実させ、サージ  
カルガイドからインプラント補綴までワン  
ストップでよりリーズナブルに提案します。



Cjデジタル  
ソリューション



診療から技工まで  
口腔内スキャナ、CAD/CAM、  
3Dプリンターも集めました!



Cjデンタルタウン  
DENTAL TOWN



ネット上で、開業・入替時の機械・  
材料・サービスが一覧できます。

Cjプロダクツ  
レビュー



大型機器・CAD/CAMなどの  
レビュー&情報デジタルブック

ご相談承ります

- ✓ 大型機器
- ✓ 新規開業
- ✓ 移転
- ✓ 改装
- ✓ 継承
- ✓ 補助金
- ✓ 助成金

さまざまな提案をご用意  
いたします! お気軽に  
お問合せください!



歯科用チェアユニットを含む  
大型・小型機器・口腔内スキャナ

見学&体験できます



東京ショールーム

新大阪ショールーム

岐阜羽島リアルクリニックSR(予約制)

全国  
対応

CT・パノラマ・IOS・マイクロスコープ  
デモに伺います

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 北海道営業所 TEL 011-351-4777 | 名古屋営業所 TEL 052-508-8702 |
| 仙台営業所 TEL 022-347-4180  | 大阪営業所 TEL 06-6829-6718  |
| 東京営業所 TEL 03-3294-8788  | 広島営業所 TEL 082-258-1655  |
| 北陸営業所 TEL 0761-50-2074  | 福岡営業所 TEL 092-292-4188  |
| 長野出張所 TEL 0761-50-2074  | 鹿児島出張所 TEL 099-813-8241 |

お問合せは  
こちら

0761-50-2074

営業支援課/9:00~18:00(定休:土日祝)

# Comfortシリーズをよりエレガントに彩る LIMITED EDITION が新登場

コンフォートシリーズにファブリック調シートとグレードアップした無影灯を装備しました

安心の  
国産

1年  
保証

標準装備 LED無影灯MyLux (非接触、5段階調整、光重合フィルター)

標準装備 新ファブリック調シート

豊富なバリエーションから医院のイメージに合わせお選び頂けます。



マイクロスコープマウント

FLEXION



~~214.6~~万円~  
(税込2,360,600~)

→大決算特価で!

\*イメージ画像の機種はComfortPremiumです。

展示中: 東京SR・新大阪SR・岐阜羽島SR (事前予約制)・福岡営業所 ※その他のエリアはご相談ください。

## Comfort Premium

歯科用ユニット  
コンフォートプレミアム

除外品



安心して  
乗降できる  
ステップレスチェア

ベースマウント  
111913 ベーシックタイプ  
111912 膝折れタイプ

うがいがしやすい  
回転式の  
スピットンボウル

オーバーアーム  
111915 ベーシックタイプ  
111914 膝折れタイプ

チェアと  
スピットンが  
一緒に昇降

~~280~~万円  
(税込3,080,000)

大決算特価で!

除外品

## 3つのあんしん

**あんしん1** 国内メーカーの  
専門スタッフが対応

設置、メンテナンス、サポートも  
安心してお任せください。

**あんしん2** メーカー全国11か所の  
サポート拠点

札幌/盛岡/仙台/群馬/東京/北関東/  
名古屋/大阪/広島/高松/福岡

**あんしん3** 全国11か所の  
Ci営業拠点もサポート

北海道/仙台/東京/長野/北陸/  
岐阜/名古屋/大阪/広島/福岡/鹿児島

## Comfort Gentle

歯科用ユニット  
コンフォートジェントル

除外品

1年  
保証

ベースマウント

お子様からお年寄りまで  
幅広い層に優しいステップ付

膝折れ  
商品コード  
102225  
~~210~~万円  
(税込2,310,000)  
大決算特価で!



オーバーアーム

思い通りの操作がしやすく  
スペースの確保が容易

膝折れ  
商品コード  
107677  
~~220~~万円  
(税込2,420,000)  
大決算特価で!



よりお求めやすいカンタータイプ

ベーシック  
商品コード  
103327  
~~200~~万円  
(税込2,200,000)  
大決算特価で!



ベースマウントは  
マイクロスコープ  
マウントも可能!  
FLEXION  
フレキシオン

ベーシック  
商品コード  
107678  
~~210~~万円  
(税込2,310,000)  
大決算特価で!




## 豊富なシートカラー

20種類のシートカラーから  
医院様のイメージに合わせて  
お選びいただけます。



ブラウン  
人気  
No.1

(オプション)  
NEW  
ファブリック調シート  
8色新登場!



大決算価格のお問合せは ☎ 0761-50-2074

営業支援課/9:00~18:00  
(定休:土日祝)

# Cj大決算SALE

撮影時間 セファロ1.9秒 / CT10秒 / パノラマ4.0秒

**1回のCT撮影で  
3種5枚の診断画像の取得が可能!**

- ✓ CT画像×1枚
- ✓ パノラマ画像×1枚
- ✓ 超高精細エンドCT画像×3枚

## vatech グリーンエクス12 Green X12 <sup>TM</sup>

- 業界最小レベル49.5μmのエンド画像の取得が可能
- 診断目的に合わせた4つの撮影範囲(最大FOVφ12x14cm)
- ダブルスキャン機能で最大高さ14cmまで拡張可能
- 独自の画像再構成技術でアーチファクトを軽減



あんしんの  
**10年**  
部品保証

最新  
**エンド機能**  
搭載

他社データ移行費  
**無料**

レセコン・  
画像管理ソフト  
連携対応

導入後の  
更新費用  
なし

既存の患者・  
画像データの  
移行が可能

販売名: X線CT診断装置 GreenX  
一般的名称: アーム型X線CT診断装置  
管理医療機器、特定保守管理医療機器、  
設置管理医療機器  
認証番号: 303AFBZX00065000

GreenX12の  
機能とメリットが  
約3分の動画で丸わかり!



商品コード  
**040817**  
通常価格

~~768~~万円  
(税込8,448,000円)

**大決算価格で!**

セファロ付  
商品コード  
**040818**  
通常価格

~~888~~万円  
(税込9,768,000円)

**大決算価格で!**

IPスキャナー

## CS7200 Carestream DENTAL

- スリム&コンパクトなデザイン
- 高品質デジタル画像
- シンプルな操作性
- スキャン時間8秒(1画像あたり)



【付属品】  
・IPプレート サイズ0、サイズ2(各4枚)  
・カバー サイズ0、サイズ2(各200枚)  
・クリーナー1本 ・IPプレート保護ケース、マット

販売名: [CS7200 CRシステム] 認証番号: 227AGBZX00054A01



1年保証

特別価格でご提供

商品コード **44566**  
~~120万円+~~  
設置費 **8万円** ~~95万円~~  
(税込1,045,000)

**大決算価格で!**

## SPI7SCAN PRO デンタルIPスキャナー

最大14.3lp/mmの高画質モード  
と4.1秒のクイックスキャンモード  
搭載のデンタルIPスキャナー



寸法: H265xW120xD318mm 重量: 5.5kg

【付属品】

・サイズ0(2枚) ・サイズ2(4枚) ・ACアダプター ・イーサネットケーブル  
・センサーカバー 各サイズ100箱 ・USBケーブル ・IPプレート保管ボックス

IPプレートサイズ サイズ0 サイズ2

商品名: SPI7スキャンプロ 認証番号: 303AKBZX00083000



1年保証

撮影したIPプレートを  
トレーに乗せるだけで  
スキャン開始。

商品コード **100864**

~~58~~万円  
(税込638,000)

**大決算価格で!**

vatech ポータブルX線照射器

## EzRay Air <sup>TM</sup>

軽量のままバッテリー容量が  
2.8倍<sup>※1</sup>にアップ!

- AUTOモードで簡単操作(マニュアルもダイヤル操作機能あり)
- 顔に当たった角度により歯番を認識して線量を自動調整
- 1回のフル充電で約700回<sup>※2</sup>使用可能
- 焦点サイズわずか0.4mmで画像が鮮明
- バッテリー交換可能



1年保証

最軽量級  
**2.1kg**

**ダブルシールド**  
外部と内部のダブル  
シールドでX線の散乱、  
漏洩からオペレーター  
を守ります。




商品コード **105262**  
~~39.8~~万円  
(税込437,800)

**大決算価格で!**

※1 EzRay Air1と比較。  
※2 使用条件により異なります。  
販売名: [イーザレイエア2] 届出番号: 230AFBZX00037000

## vatech EzSensor HD <sup>TM</sup>

世界最小! ピクセルサイズ14.8μmで  
33.7lp/mmの超高精細なデンタル画像を再現



- 4.8mmの超薄型デザイン
- 患者にやさしい丸型形状

商品コード  
**040997** サイズ1.0  
(36.8x25.4mm)  
**040998** サイズ1.5  
(39.5x29.2mm)  
**040999** サイズ2.0  
(42.9x31.3mm)



驚きの  
**4年保証**


~~55~~万円  
(税込605,000)

**大決算価格で!**

販売名: [歯科用デジタル式X線センサ EzSensor HD (IOS-U10VF1)] [歯科用デジタル式X線センサ EzSensor HD (IOS-U15VF1)]  
販売名: [歯科用デジタル式X線センサ EzSensor HD (IOS-U20VF1)] 認証番号: 306AFBZX00039000

## vatech EzCam <sup>TM</sup>

500万画素のイメージングセンサに  
非球面レンズを採用し、  
鮮明で歪みのない口腔内画像の撮影が可能。



HD対応  
口腔内カメラ  
**500万画素**  
軽量ボディ  
**40g**  
1年保証

商品コード **109593**  
~~87,273~~円  
(税込96,000)

**大決算価格で!**

販売名: [Ezキャム] 届出番号: 17B2X10001001756

# vatech CT・パノラマ複合機・パノラマ専用機

**vatech Ace9**

コンパクトで狭いX線室にもフィット!  
設置面積 / 幅983×奥行1,182mm

2年保証

撮影時間  
セファロ 1.9秒  
CT最大撮影範囲  $\phi 9 \times 8 \text{cm}$

詳細はこちら

販売名: X線CT診断装置 Ace9  
一般名称: アーム型X線CT診断装置  
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器  
認証番号: 305AFBZX00014000

## CTがパノラマ価格で!

マジックパン  
1回の撮影で断面21枚より最適なパノラマ画像を合成!

1回の撮影で全額をカバー  
鮮明なセファロ画像

販売名: X線CT診断装置 Ace9  
一般名称: アーム型X線CT診断装置  
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器  
認証番号: 305AFBZX00014000

撮影時間	パノラマ	11.9/14.1秒
	CT	18秒
	セファロ	1.9/3.9秒
CT撮影範囲(FOV)(直径×高さ)		9×8cm
ボクセルサイズ		0.08~0.2mm

商品コード 040701 ~~448万円~~ (税込4,928,000)  
セファロ付 商品コード 040702 ~~568万円~~ (税込6,248,000)

**大決算価格で!**

**vatech Smart Plus**

両顎の水平埋伏歯と上下顎を完全にカバーする幅広い撮影範囲と鮮明なパノラマ画像が特徴

あんしんの10年保証

撮影時間  
セファロ 1.9秒

詳細はこちら

販売名: 歯科用X線診断装置 Smart Plus(PHT-35LHS)  
一般名称: デンタル式歯科用パノラマ線CT診断装置  
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器  
認証番号: 302AFBZX00003000

業界初! オートパノ機能  
1回のCT撮影でパノラマ画像も同時に取得!(保険適用可)

マジックパン  
1回の撮影でパノラマ画像21枚を取得し1枚の最適なパノラマ画像を自動合成します。従来のパノラマ画像と比較して前歯部と臼歯部のボケが大幅に軽減。オートフォーカスだから誰が撮影しても鮮明なパノラマ画像の取得ができます。

撮影時間	パノラマ	7/14.1秒
	CT	18秒
	セファロ	1.9/3.9秒
上下顎含むフルマウスをカバー		12×9cm
CT撮影範囲(FOV)(直径×高さ)		8×8cm
		5×5cm
ボクセルサイズ		0.08~0.2mm

商品コード 040016 ~~698万円~~ (税込7,678,000)  
セファロ付 商品コード 040017 ~~818万円~~ (税込8,998,000)

**大決算価格で!**

**vatech Green 18**

気道描画まで可能にする広い撮影範囲と被ばく線量最大70%低減

あんしんの10年保証

撮影時間  
セファロ 1.9秒  
CT 4.9秒  
パノラマ 7秒

詳細はこちら

販売名: X線CT診断装置 Green  
一般名称: アーム型X線CT診断装置  
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器  
認証番号: 301AFBZX00004000

超低線量CT撮影  
一般的な機種 up to  
**Green 18** 70%減  
Green X Plus 90%減 70%+20%

「低線量撮影は画質が劣化する」という常識を打ち破り、高画質を保ちつつ、一般的なCTと比較して最大70%の線量を低減。

気道描画  
顎関節分析

顎関節・気道描画まで	18×10cm
CT撮影範囲(FOV)(直径×高さ)	13×10cm
	8×9cm
	5×5cm
ボクセルサイズ	0.08~0.3mm

商品コード 040018 ~~948万円~~ (税込10,428,000)  
セファロ付 商品コード 040019 ~~1,068万円~~ (税込11,748,000)

**大決算価格で!**

**vatech Green X Plus**

業界最大級の撮影範囲(FOV)、極小ボクセルサイズで画像が鮮明高速撮影で低被ばく

あんしんの10年保証

撮影時間  
セファロ 1.9秒  
CT 2.9秒  
パノラマ 3.9秒

詳細はこちら

販売名: X線CT診断装置 Green X  
一般名称: アーム型X線CT診断装置  
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器  
認証番号: 303AFBZX00065000

超低線量CT撮影  
一般的な機種 up to  
Green 18 70%減  
Green X Plus 90%減 70%+20%

CT撮影がわずか2.9秒のUltra low doseモードを搭載。

根管計測機能  
ボクセルサイズ 50 $\mu$ mの超高精細  
根管を横断する断面に沿った精査が可能。

フルフェイス撮影で矯正領域まで	5×5/4×4cm	
	8×8/8×5cm	
	16×11cm	
	18×15cm	
CT撮影範囲(FOV)(直径×高さ)		18×24cm
ボクセルサイズ		0.05~0.4mm

商品コード 106060 ~~1,260万円~~ (税込13,860,000)  
セファロ付 商品コード 106061 ~~1,380万円~~ (税込15,180,000)

**大決算価格で!**

**vatech PaX-i Plus**

パノラマ専用 パックスアイプラス  
簡単に使いこなせるソフトウェア

1年保証

商品コード 040770 ~~256万円~~ (税込2,816,000)  
セファロ付 商品コード 040771 ~~376万円~~ (税込4,136,000)

詳細はこちら

vatech製は2Dもキレイ

販売名: 歯科用X線診断装置 PaX-i Plus / 認証番号 第305AFBZX00081000号

1年保証

詳細はこちら

vatech製は2Dもキレイ

- Ciならスムーズで低コストな入替が可能!
- 既存のデンタルIPスキャナーをそのまま使用可能!
- 既存の患者データと画像データをそのまま移行可能!
- 各種レセコンとのデータ連携が可能!

# FLEXION

フレキシオン

## ドイツ製 歯科用マイクロスコープ

除外品

1年  
保証

### CIプロダクツレビュー


FLEXIONのユーザーボイスを  
多数掲載しています。  
(PC・タブレット・スマートフォン対応)  
<https://ci-review.jp/>



FLEXION

## FLEXION BASIC PLUS フレキシオン ベーシックプラス

### 革新的な性能と充実の標準装備



- 1 ドイツ製3種のレンズを組み合わせることで画像・色彩くっきり (アポクロマートレンズ採用、透過率99.6%)
- 2 ボールジョイントの関節でストレスフリーの操作感
- 3 業界初2°のアングルトランスミッションで根管内も明るく直視しやすい
- 4 カメラを付けてもGood バランス (カメラ後方マウント式)
- 5 新型バリオフィーカス4標準搭載 (保護カバー付)
- 6 鏡筒を斜めにしても視線は変わらず (Ergoアングルエクステンダー)



- 可動式
- ユニットマウント式
- 床固定式
- 天吊り式




商品コード  
42173 可動式 103972 ユニットマウント式  
42509 床固定式 42508 天吊り式

~~265~~万円  
(税込2,915,000)  
大決算特価で!


### 蛍光観察モード搭載

## FLEXION TWIN LIGHT フレキシオン ツインライト



### FLUORESCENCE MODE搭載

蛍光観察モードがマイクローを用いたワークを強力にサポート。



- 1 FLUORESCENCE MODE搭載
- 2 アポクロマートレンズ+高光透過性構造 (透過率99.6%以上)
- 3 アングルトランスミッション (LED照明システム)
- 4 Ergoアングルエクステンダー
- 5 200° 可変鏡筒
- 6 バリオフィーカス4 (新型) (保護カバー付)
- 7 ボールジョイント (無重力バランスシステム)
- 8 後方カメラマウントタイプ





商品コード  
107159 可動式 107164 ユニットマウント式  
107162 床固定式 107161 天吊り式

~~285~~万円  
(税込3,135,000)  
大決算特価で!

### 倍率3段階のライトバージョン

## FLEXION LIGHT フレキシオンライト



先生から歯科衛生士まで  
簡単に取り扱い可能

- 1 業界初 アングルトランスミッション
- 2 200°可変鏡筒
- 3 ボールジョイント (無重力バランスシステム)
- 4 Ergoアングルエクステンダー
- 5 バリオフィーカス4 (新型) (保護カバー付)
- 6 後方カメラマウントタイプ



商品コード  
104045 可動式 104048 ユニットマウント式  
104047 床固定式 104046 天吊り式

~~149~~万円  
(税込1,639,000)  
大決算特価で!

◆一般的な名称:可搬型手術用顕微鏡 販売名:Flexion マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001416 / 販売名:Flexion 設置型マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001555  
◆一般的な名称:可搬型手術用顕微鏡 販売名:Flexion ツインライト マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001694 / 販売名:Flexion ツインライト 設置型マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001695  
◆一般的な名称:可搬型手術用顕微鏡 販売名:Flexion ライト マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001634 / 販売名:Flexion ライト 設置型マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001635

# 大決算価格のお問合せは 0761-50-2074

営業支援課 / 9:00~18:00  
(定休:土日祝)

# デモにお伺いします!

お気軽にお問い合わせください



SHINING 3D  
DENTAL

エーオーラルスキャンスリー

# Aoralscan 3

## ワイヤレスが新登場

お問い合わせ多数! いま注目の口腔内スキャナ。

**ワイヤレス**  
有線による制約を受けず、快適な診断

**高速で安定**  
Wi-Fi6内蔵。高速で安定したスキャン

**長持ちバッテリー** バッテリー3個と充電器付き

- 1回の充電で最長**2時間**の連続スキャン
- スタンバイモードで**10日間**持続可能
- 1回の充電で最大**60ケース**使用可能



あんしんの  
**5年保証**

くもり止め  
機能搭載



オートクレープ**100回**可能  
成人から子供までの  
口腔内に適した2種類のチップ

### たった3分で丸わかり

Aoralscan3の機能とメリットを  
分かりやすく紹介!



### リアルなスピードを体感

臨床現場でのスキャン  
スピードをご覧ください! **上下顎  
わずか2分**



## 新登場

さらにお求めやすい  
価格になりました!

ワイヤレスタイプ

有線タイプ

商品コード **120730** ~~245~~万円  
(税込2,695,000)

商品コード **111886** ~~190~~万円  
(税込2,090,000)

**大決算特価で!**

**大決算特価で!**

一般的名称: デジタル印象採得装置 一般的名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット  
医療機器承認番号: 30400B2I00006000 販売名: Aoralスキャン3

## スキャンアシスト機能からアプリまで豊富に搭載

本体のモーション機能で  
マウス、キーボードを操作  
せずに次の手順に移行可能



圧倒的なスキャンスピードと  
スムーズなスキャンをAIがアシスト



診療に役立つアプリと  
新機能が次々とアップデート



22mmの深度で  
インプラント印象を含め様々な症例に対応



### ココに注目! 「口腔内健康レポート」機能

口腔内の健康状態を患者さん  
に分かりやすくレポート化。PC  
画面にQRコードを表示させ  
て、患者さんがスマホで読み  
込むことも可能!

動画で  
紹介▶



動画では7番近心欠損部を説明。デジタル  
ならではの利点を活用し状況説明や方  
針を説明できます。

セミナー  
案内

全てお話しします!  
**口腔内スキャナー活用体験会**

日時 **12月15日(日)10:00~12:30**

詳細・お申込  
はこちら

会場 **Ciメディカル 新大阪ショールーム**  
大阪市東淀川区東中島1-19-4 ルーシッドスクエア新大阪1F

講師 **Ci社員** [ 歯科技工士  
 歯科衛生士 ] 受講料 **無料**



### IOS導入後のフォローアップもバッチリ!

各エリアの営業スタッフはもちろん東京・大阪ショールームで専門スタッフがIOS導入後の使い方、活用方法を支援します。院内でデジタル技工を完結したい場合もワンストップでご提案が可能です。



ショールームで  
IOS、デジタルに  
関する勉強会も  
定期開催!

大決算価格のお問合せは **0761-50-2074**

営業支援課 / 9:00~18:00  
(定休:土日祝)