

Cjメディカル 5月6月のイベント続々決定!



おトク!
楽しい!
ためになる!



ご来場時のご注文で
全品5%OFF!
※一部商品を除く



ご来場
記念品

ロディのポリ袋入り

超特大
歯ブラシ
バルーン

もれなく
プレゼント!

Cjデンタルショー in 福岡

5/31土 6/1日

14:00-19:00

9:00-17:00

福岡ファッションビル 7F大ホール
福岡市博多区博多駅前2丁目10-19

参加申し込み、詳細はこちら

混雑を避けるため、事前の
申込みにご協力ください

Ciデンタルショー
https://ci-dentalshow.jp



お問い合わせはこちら TEL.0761-50-2074

営業支援課 / 9:00~18:00 定休:土日祝

安心の
国産
コンフォート ジェントル 歯科用 チェアユニット
コンフォート プレミアム 3機種同時展示
コンフォート ライト
※実際の展示カラーは異なります。



Cjメディカル
オリジナル

強吸引力12kPa

ハイコスパを実現した
ポータブルユニット

Portable unit
medy メディー



vatech
Green X 12
Green X Plus
Smart Plus



口腔内スキャナ
Aoralscan3
WIRELESS
今話題のIOSが
超特価
SHINING 3D
DENTAL

長持ち
バッテリー



ONE
DAY
SMILE
Cjワンデースマイル
トリートメント

院内で即日修復を実現!
AIによる自動CADデザインと
熱処理不要のCAD/CAM材料による
チェアサイドソリューションを
会場でご体感ください。



①OPTIK
ドイツ製 歯科用
マイクロスコープ
FLEXION

各種ルーペお試し可能
HEINE
双眼ルーペ

5/31土

15:00~16:30

デジタルの時代に出遅れないために
—デンチャーもついにデジタル時代へ—

(有)歯科工房くじら 代表取締役 三苦 丘

17:00~18:30

その一歩が未来を変える! GPIによる
アライナー矯正のリアルと可能性

安河内歯科医院 院長 安河内 康史



6/1日

9:30~11:00

3Dプリンターで院内が変わる!
IOSを活用したデジタル化の一步先へ

たかはし歯科 高橋 良介

11:30~13:00

自由診療の集患と衛生士の採用を叶える!
—Webで他院から一歩抜け出すコツを教えます—

(株)プレジャーデザイン 代表取締役 西尾 英樹



13:30~15:00

口腔内スキャナーAoralscan3の臨床応用

医療法人社団 正仲会
ありよし歯科医院 有吉 洋

15:30~16:30

AIデザインの可能性 —医科歯科技研 私の場合—
Dentbirdがもたらした歯科技工の進化と展望

(株)医科歯科技研 副社長 松尾 洋祐



展示会限定特価で最新機器をお得に導入!!

Cjデンタルイベント in 松山



5/18日

《会場》
松山コミュニティセンター

10:00-16:00

愛媛県松山市湊町七丁目5番地[第2展示室]

参加申し込み・詳細はこちら

混雑を避けるため
事前申し込み
にご協力ください

Ciデンタルイベント
seminar.ci-medical.com/
ehime-ev-202505/



イベントのお問合せは

TEL 0761-50-2074

営業支援課
9:00~18:00 定休:土日祝

もれなくプレゼント!
超特大
歯ブラシ
バルーン

ご来場
記念品
あります!

Cjデンタルイベント

開業相談会

日時 5/25日
9:00-17:00

会場 岐阜羽島
リアルクリニックSR
岐阜県羽島市舟橋町本町1-9

無料&
対面
セミナー

開業支援 特別セミナー

定員 各6名

10:00~11:30

これから勝ち抜くための
開業戦略&求人戦略

山本 裕次郎 先生

12:30~15:30

開業時点で差を付ける
IOSを活用した
データベース構築

高橋 良介 先生



会場受付・
お問合わせ
はこちら

TEL 052-508-8702

Ciメディカル名古屋営業所
9:00~18:00 定休日:土・日・祝日

参加の
申し込み
はこちら



第43回 日本顎咬合学会学術大会に出展します

日時 6/7土 8日

会場 東京国際フォーラム
東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

お問い合わせはこちら
TEL.0761-50-2074
営業支援課 9:00~18:00 定休:土日祝

安心の
国産

歯科用チェアユニット Comfortシリーズ

NEW 確かな品質を、さらにお求めやすく。

COMFORT LIGHT

除外品
1年保証

日本製 歯科用ユニット コンフォート ライト

Comfortシリーズの高い品質と機能性はそのまま、
よりお買い求めいただきやすい価格帯のユニットが新発売。

シートカラー
バリエーション **3色**



ネイビー ベージュ グレー

お問
合せ
くだ
さい

~~158~~ (税込1,738,000)
万円

販売名: コンフォートライト 一般的名称: 歯科用ユニット JMDN: 34991010
特定保守管理医療機器 設置管理医療機器 管理医療機器(クラス2)
医療機器認証番号: 306A1BZX00034000

オーバーアームタイプ

患者動線が確保しやすく、
先生の治療がより快適に。

コンフォートプレミアム 歯科用ユニット Comfort Premium

除外品
1年保証

展示中

- ・東京SR
- ・新大阪SR
- ・岐阜羽島SR
(事前予約制)
- ・福岡営業所



安心して乗降できる
ステップレスチェア



うがいしやすい回転式の
スピットンボウル



チェアとスピットンが一緒に昇降

ベースマウント

111913 ベーシックタイプ
111912 膝折れタイプ

オーバーアーム

111915 ベーシックタイプ
111914 膝折れタイプ

~~280~~ 万円
(税込3,080,000)

お問
合せ
くだ
さい

コンフォートジェントル 歯科用ユニット Comfort Gentle

除外品
1年保証

ベースマウント

お年寄りまでに
優しいステップ付

膝折れ

商品コード
102225

~~210~~ 万円
(税込2,310,000)

お問
合せ
くだ
さい

よりお求めやすい
カンタータイプ

ベーシック

商品コード
103327

~~280~~ 万円
(税込2,200,000)

お問
合せ
くだ
さい

ベースマウントは
マイクロスコープ
マウントも可能!
FLEXION
フレキシオン

オーバーアーム

スペースの確保が容易

膝折れ

商品コード
107677

~~220~~ 万円
(税込2,420,000)

お問
合せ
くだ
さい

ベーシック

商品コード
107678

~~210~~ 万円
(税込2,310,000)

お問
合せ
くだ
さい


コンフォートシリーズ 3つの安心

- 国内メーカーの専門スタッフが対応**
設置、メンテナンス、サポートも安心してお任せください。
- メーカー全国11か所のサポート拠点**
札幌・盛岡・仙台・群馬・東京・北関東・名古屋・大阪・広島・高松・福岡
- さらに! 全国11か所のCi営業拠点もサポート**
北海道・仙台・東京・長野・北陸・岐阜・名古屋・大阪・広島・福岡・鹿児島

豊富なシートカラーバリエーション

ブラウン 人気 No.1

20種類のシートカラーから医院様のイメージに合わせてお選びいただけます。



ファブリック調シート
(オプション) **8色新登場!**



vatech CT・パノラマ複合機・パノラマ専用機



あんしんの
10年
保証

最新エンドモード
搭載!

最大撮影範囲
φ12×14cm

GreenX12の機能とメリットが
約3分の動画で丸わかり!



1回のCT撮影で
3種5枚の診断画像が取得可能

✓CT画像×1枚 ✓パノラマ画像×1枚
✓超高精細エンドCT画像×3枚

- 高画質49.5μmのエンド画像の取得が可能
- 診断目的に合わせ4つの撮影範囲(最大FOVφ12×14cm)
- ダブルスキャン機能で最大高さ14cmまで拡張可能
- 独自の画像再構成技術でアーチファクトを軽減

他社データ移行費**無料**

レセコン・
画像管理ソフト
連携対応

導入後の
更新費用
なし

既存の患者・
画像データの
移行が可能

商品コード 040817

セファロ付 商品コード 040818

~~768~~万円
(税込8,448,000円)

~~888~~万円
(税込9,768,000円)

上位機種 集結

Green X12 TM

撮影時間 セファロ **1.9秒** / CT **10秒** / パノラマ **4.0秒**

販売名:X線CT診断装置 GreenX / 一般的名称:アーム型X線CT診断装置 デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 / 認証番号:303AFBZX00065000

お問い合わせください

IPスキャナー

CS7200

1年保証

Carestream
DENTAL

販売名:「CS7200 CRシステム」 認証番号:227AGBZX00054A01

- スリム&コンパクトなデザイン
- 高品質デジタル画像
- シンプルな操作性
- スキャン時間8秒(1画像あたり)

【付属品】
・IPプレート サイズ0、サイズ2(各4枚)
・カバー サイズ0、サイズ2(各200枚)
・クリーナー1本 ・IPプレート保護ケース、マット



特別価格でご提供

120万円
設置費 8万円
~~95万円~~
(税込1,045,000)

商品コード 44566

お問い合わせください

デンタルIPスキャナー
SPI SCAN PRO

1年保証

商品名:SPIスキャンプロ 認証番号:303AKBZX00083000

最大14.3lp/mmの高画質モードと
4.1秒のワックスキャンモード搭載

寸法:H265×W120×D318mm 重量:5.5kg

【付属品】・サイズ0(2枚) ・サイズ2(4枚)
・ACアダプター ・イーサネットケーブル
・センサーカバー 各サイズ100箱
・USBケーブル ・IPプレート保管ボックス

IPプレートサイズ:0、2



撮影したIPプレートを
トレーに乗せるだけ
でスキャン開始。

~~58~~万円
(税込638,000)

商品コード 100864

お問い合わせください


vatech ポータブルX線照射器
EzRay Air 2

1年保証

販売名:「イーザーレイエア2」 届出番号:230AFBZX00037000

軽量のまま
バッテリー容量が2.8倍※1にアップ!

※1 EzRay Air1と比較。



ダブルシールド
外部と内部の
ダブルシールドで
X線の散乱、漏洩から
オペレーターを守ります。

超軽量級
2.1kg

商品コード 105262

~~39.8~~万円 (税込437,800)

お問い合わせください

vatech
EzSensor HD TM

驚きの
4年保証

販売名:「歯科用デジタル式X線センサ EzSensor HD (IOS-U10VF)」
「歯科用デジタル式X線センサ EzSensor HD (IOS-U15VF)」
販売名:「歯科用デジタル式X線センサ EzSensor HD (IOS-U20VF)」
認証番号:306AFBZX00039000

世界最小!ピクセルサイズ14.8μmで
33.7lp/mmの超高精細なデンタル画像を再現



- 4.8mmの超薄型デザイン
- 患者にやさしい丸型形状

商品コード

040997 サイズ1.0(36.8×25.4mm)

040998 サイズ1.5(39.5×29.2mm)

040999 サイズ2.0(42.9×31.3mm)

~~55~~万円 (税込605,000)

お問い合わせください

vatech
EzCam HD対応
口腔内カメラ

1年保証

販売名:「EzCam」 届出番号:17BZX10001001756

500万画素のイメージングセンサに
非球面レンズを採用し、鮮明で歪みのない
口腔内画像の撮影が可能。



軽量ボディ
40g
500万画素

商品コード 109593

~~87,273~~円
(税込96,000)

お問い合わせください

vatech Ace9

コンパクトで
狭いX線室にもフィット!

設置面積／幅983×奥行1,182mm

撮影時間
セファロ **1.9** 秒
CT最大撮影範囲
φ9×8cm

詳細はこちら




CTがパノラマ価格で!



マジックパン

1回の撮影で断面21枚より最適な
パノラマ画像を合成!



1回の撮影で
全額をカバー
鮮明な
セファロ画像

販売名:X線CT診断装置 Ace9 一般名称:アーム型X線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 認証番号:305AFBZX00014000

撮影時間	パノラマ	11.9/14.1秒
	CT	18秒
	セファロ	1.9/3.9秒
CT撮影範囲(FOV)(直径×高さ)		9×8cm
ボクセルサイズ		0.08~0.2mm

商品コード 040701

~~448~~ 万円
(税込 4,928,000)

セファロ付 商品コード 040702

~~568~~ 万円
(税込 6,248,000)

お問い合わせください

vatech Smart Plus


両顎の水平埋伏歯と上下顎を
完全にカバーする幅広い撮影範囲と
鮮明なパノラマ画像が特徴

販売名:歯科用X線診断装置 Smart Plus(PHT-35LHS)
一般名称:デジタル式歯科用パノラマX線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
認証番号:302AFBZX00003000

撮影時間
セファロ **1.9** 秒

あんしんの
10年
保証

詳細はこちら



業界初! オートパノ機能

1回のCT撮影でパノラマ画像も
同時に取得!(保険適用可)

マジックパン

1回の撮影でパノラマ画像21枚を
取得し1枚の最適なパノラマ画像を
自動合成します。オートフォーカス
だから誰が撮影しても鮮明なパノ
ラマ画像の取得ができます。



撮影時間	パノラマ	7/14.1秒
	CT	18秒
	セファロ	1.9/3.9秒
上下顎含むフルマウスをカバー		12×9cm
CT撮影範囲(FOV)(直径×高さ)		8×8cm
ボクセルサイズ		5×5cm

商品コード 040016

~~698~~ 万円
(税込 7,678,000)

セファロ付 商品コード 040017

~~818~~ 万円
(税込 8,998,000)

お問い合わせください

vatech Green 18

気道描画まで可能にする
広い撮影範囲と
被ばく線量最大70%低減

撮影時間
セファロ **1.9** 秒
CT **4.9** 秒
パノラマ **7** 秒

あんしんの
10年
保証

詳細はこちら



超低線量CT撮影



「低線量撮影は画質が劣化する」という
常識を打ち破り、高画質を保つつ、
一般的なCTと比較して
最大70%の線量を低減。



気道描画



関節分析

販売名:X線CT診断装置Green 一般名称:アーム型X線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 認証番号:301AFBZX00004000

顎関節・気道描画まで CT撮影範囲(FOV) (直径×高さ)	18×10cm
	13×10cm
	8×9cm
	5×5cm
ボクセルサイズ	0.08～0.3mm

商品コード 040018

~~948~~ 万円
(税込 10,428,000)

セファロ付 商品コード 040019

~~1068~~ 万円
(税込 11,748,000)

お問い合わせください

vatech Green X Plus

業界最大級の撮影範囲(FOV)、
極小ボクセルサイズで画像が鮮明
高速撮影で低被ばく

撮影時間
セファロ **1.9** 秒
CT **2.9** 秒
パノラマ **3.9** 秒

あんしんの
10年
保証


詳細はこちら



超低線量CT撮影



CT撮影がわずか2.9秒の
Ultra low doseモードを搭載。



根管計測
機能

ボクセルサイズ
50μmの
超高精細

根管を横断する
断面に沿った精査が可能。

販売名:X線CT診断装置 GreenX 一般名称:アーム型X線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 認証番号:303AFBZX00006000

フルフェイス撮影で 矯正領域まで	5x5/4x4cm
	8x8/8x5cm
	16x11cm
	18x15cm
CT撮影範囲(FOV) (直径×高さ)	18x24cm
ボクセルサイズ	0.05~0.4mm

商品コード 106060

~~1,260~~ 万円
(税込 13,860,000)

セファロ付 商品コード 106061

~~1,380~~ 万円
(税込 15,180,000)

お問い合わせください

vatech PaX-i Plus

パノラマ専用 パックス・アイプラス
簡単に使いこなせるソフトウェア

商品コード 040770

~~256~~ 万円
(税込 2,816,000)

セファロ付 商品コード 040771

~~376~~ 万円
(税込 4,136,000)

お問い合わせください

1年
保証

詳細はこちら



vatech製は
2Dも
キレイ



¥ Ciならスムーズで
低コストな入替が可能!

既存のデンタル
IPスキャナーを
そのまま使用可能!

既存の患者データと
画像データをそのまま
移行可能!

各種レセコンとの
データ連携が可能!

価格のお問合せは 0761-50-2074

営業支援課/9:00~18:00
(定休:土日祝)



歯科用 マイクロスコープ FLEXION

| 可動式 | ユニットマウント式 | 床固定式 | 天吊り式 |



ボールジョイントで位置合わせが非常にスムーズ

除外品

1年保証

FLEXION BASIC PLUS ベーシックプラス

- **ドイツ製**3種のレンズを組み合わせる画像・色彩くっきり
アポクロマートレンズ+高光透過性構造(透過率99.6%以上)
- ボールジョイント関節でストレスフリーの操作感
- 業界初 2°のアングルトランスミッションで
根管も明るく直視しやすい
- 鏡筒を斜めにしても視線は変わらず(Ergoアングルエクステンダー)
- 新型パリオフォーカス4標準搭載(保護カバー付)
- カメラを付けてもGoodバランス(カメラ後方マウント式)



USER'S VOICE

D歯科クリニック
(千葉)

治療中、鏡筒のボールジョイント機能が圧倒的に使いやすく、見たい角度にスムーズに調整できるので気に入っています。

アポクロマートレンズ
+高光透過性構造



ボールジョイント



アングル
トランスミッション



Ergoアングル
エクステンダー



商品コード

42173	可動式
42509	床固定式
103972	ユニットマウント式
42508	天吊り式

~~265~~万円
(税込2,915,000)
お問合せください

蛍光観察モード搭載

FLEXION TWIN LIGHT ツインライト

蛍光観察モードが
マイクロを用いたワークを
強力にサポート

通常



蛍光観察
モード



- FLUORESCENCE MODE搭載
- アポクロマートレンズ+高光透過性構造(透過率99.6%以上)
- ボールジョイント(無重力バランスシステム)
- アングルトランスミッション(LED照明システム)
- Ergoアングルエクステンダー
- パリオフォーカス4(新型)(保護カバー付)
- 後方カメラマウントタイプ



~~285~~万円
(税込3,135,000)

お問合せください

商品コード

107159	可動式	107164	ユニットマウント式
107162	床固定式	107161	天吊り式

倍率3段階にして 低価格を実現！

FLEXION LIGHT ライト

- ボールジョイント(無重力バランスシステム)
- アングルトランスミッション(LED照明システム)
- Ergoアングルエクステンダー
- パリオフォーカス4(新型)(保護カバー付)
- 後方カメラマウントタイプ
- 200°可変鏡筒



先生から
歯科衛生士まで
簡単に取り扱い
可能



~~149~~万円
(税込1,639,000)

お問合せください

商品コード

104045	可動式	104048	ユニットマウント式
104047	床固定式	104046	天吊り式

FLEXION USER'S VOICE

I 歯科医院 (大阪)

より鮮明な口腔内の画像と動画をスタッフと共有する為に導入しました。カメラもスマートフォンも対応しているので、院内環境問わず活用できることがとてもよかったです。

M 歯科クリニック (兵庫)

Y軸が長く姿勢正しくマイクロサージェリーができて役立っています。また治療後すぐに画像と動画に沿って説明ができ、すごく気に入っています。

N 歯科クリニック (大阪)

レンズが非常にきれいなと鏡筒部の取り回しが非常に楽です。本体もコンパクトで場所をとらないところが気に入っています。

Y 歯科 (神奈川)

デザイン性が高く見た目がかっこいい所が気に入っています。アームもスリムで軽く、とても使いやすいですね。

F 歯科 (東京)

周りの先生に勧められました。必要な機能が揃っていて、かなりリーズナブルで手に入ることに驚きました。



◆ 一般の名称: 可搬型手術用顕微鏡 販売名: Flexion マイクロスコープ 届出番号: 17B2X10001001416 / 販売名: Flexion 設置型マイクロスコープ 届出番号: 17B2X10001001555
 ◆ 一般の名称: 可搬型手術用顕微鏡 販売名: Flexion ツインライト マイクロスコープ 届出番号: 17B2X10001001694 / 販売名: Flexion ツインライト 設置型マイクロスコープ 届出番号: 17B2X10001001695
 ◆ 一般の名称: 可搬型手術用顕微鏡 販売名: Flexion ライト マイクロスコープ 届出番号: 17B2X10001001634 / 販売名: Flexion ライト 設置型マイクロスコープ 届出番号: 17B2X10001001635

院内で即時修復を実現!

高精度・スピード・シンプルを実現した新しいワンデートリートメント

高い審美性と耐久性を実現しながら、即日修復をより簡単かつ迅速に提供するソリューション。

AIによるCADデザインの全工程自動化により、デザインワークの時間を大幅に短縮します。

また、審美性と耐久性に優れている即日修復用ジルコニア・ガラスセラミックブロックは

熱処理が不要なため、修復物の作製時間を大幅に短縮し、患者様へより簡単に

即日修復のメリットを提供することが可能になります。

ONE DAY SMILE

Cj ワンデースマイルトリートメント



Cj デジタル
プラットフォーム

歯科技工DXを実現する
ソリューションをご覧ください

CIデジタルプラットフォーム



※マテリアルによって
トータル所要時間は変わります。



圧倒的なスキャンスピードと 使いやすさをご体験ください!

Aoralscan 3

注目の口腔内スキャナ エーオーラルスキャンスリー

ワイヤレス 有線による制約を受けず快適な診断

高速で安定 Wi-Fi6内蔵 高速で安定したスキャンング

長持ちバッテリー

バッテリー3個と充電器付

- ・1回の充電で最長**2時間**の連続スキャン
- ・スタンバイモードで**10日間** 持続可能
- ・1回の充電で最大**60ケース** 使用可能

オートクレーブ
100回可能

成人から子供までの口腔内に
適した2種類のチップ

曇り防止用チップ
自動加熱機能



SHINING 3D
DENTAL

持ちやすく
軽量化 240g

一目で分かる
バッテリー残量
スキャンの
状況を表示

安心の**5年保証付**

ワイヤレスタイプ

商品コード
120730 ~~245~~ 万円
(税込2,695,000)

有線タイプ

商品コード
111886 ~~190~~ 万円
(税込2,090,000)

お問い合わせください

一般的名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器承認番号: 304008Z100006000 販売名: Aoralスキャン3

ココに
注目!

「口腔内健康レポート」 機能搭載

口腔内の健康状態を患者さんに分かりやすくレポート化。
PC画面に二次元バーコードを表示させて、患者さんが
スマホで読み込むことも可能!

動画で紹介



動画では、例として7番
近心欠損部を説明。
デジタルならではの利点
を活用し、状況説明や
方針を説明できます。

上下顎
わずか
2分

わかりやすい3分動画

リアルなスピードを体感



ご相談承ります

- 大型機器 ● 移転 ● 継承 ● 改装
- 新規開業 ● 補助金 ● 助成金

さまざまな提案をご用意
いたします! お気軽に
お問合せください!



歯科用チェアユニットを含む
大型・小型機器・口腔内スキャナ

見学&体験 できます

東京ショールーム

新大阪ショールーム

岐阜羽島リアルクリニックSR(予約制)

全国対応

CT・パノラマ・IOS・マイクロスコープ
デモに伺います

イベント・機器に関するお問合せはこちら

0761-50-2074

営業支援課 /
9:00~18:00
(定休:土日祝)