

Cjメディカル 年内最後の超BIGセール!

2025 大決算スペシャル



セール期間
2025 11.5 (水) → 12.26 (金)

SHINING 3D
DENTAL

Dentbird
Solutions

DOF

Robots and Design

MEDIT



年末の繁忙期に備えて! 感謝を含めた特別企画!

業務効率アップ応援セット 特集

大好評!

ニーズに合わせて 選べるAI CADセット

生成AIとCAD/CAM機器を活用し、人手不足を解消!

Imageworks[®]
×
Cjメディカル



デザインが間に合わない…
という方必見!



Dentbird
Solutions

+

3Dスキャナ
セット



加工が間に合わない…
という方必見!



Dentbird
Solutions

+

ミリングマシン
セット



セットの詳細は中面へ▶



Dentbird
Solutions

AI 支援 CADソフト



CADデザインの全工程をAIで自動化

年末の繁忙期にオススメな理由

休憩時や寝ている間にも
ノンストップで稼働!

大量のスキャンデータをアップロードすると
止まることなく自動でデザインを設計し続けます



その他オススメpoint

あらゆる症例の設計に対応

ドングル無でどのPCでも作業可能

お得なサブスク式の料金設定

クリック数の減少・デザインの質の向上

AI 設計後に手動で修正も可能

CAD/CAMシステムやAIの活用で繁忙期の働き方が変わる!

販売名:AccuFab-F1 3Dプリンター 届出番号:17B2X10001002077

NEW

AccuFab-F1

歯科用 DLP 3Dプリンター アクュファブ エフワン

DLP造形方式

- ・高速、高精度
- ・見やすい大型ディスプレイ搭載



デンチャー、All-on-X補綴に最適化

デンチャー、All-on-X、クラウン、ブリッジのプリントが最速約10分で完了。高性能な光学モジュールを搭載しており、高粘度の材料でも高速かつ高精度で安定したプリントを実現します。

デュアル加熱技術により、プリント時間の大幅な短縮に加え、造形物とプラットフォームの接着性が向上し、より安定したプリントを実現

専用のハイパークリアレジタンクにより高い透明性と耐久性を実現



本体価格 **150万円** (税込1,650,000)



**特別
3点セット**

通常価格
~~258万円~~
(税込2,838,000)

**大決算
特価**

NEW

ポストキュアユニット

FabCure N2

ファブキュア エヌツー

365nmUV光を搭載、
精密な温度コントロール
で完全な仕上がりを実現。
窒素硬化に対応。



58万円 (税込638,000)

販売名:Fabキュア N2 届出番号:17B2X10001002078

ポストプロセッシングユニット

FabWash

ファブウォッシュ

造形物のカットから、
洗浄、乾燥までの
自動ワークフローを
実現



50万円 (税込550,000)



本体価格
110万円 (税込1,210,000)



重合器ポストキュアユニット

FabCure 2

ファブキュア2

各素材に最適な
ポストキュア処理を
快適に実現



18万円 (税込198,000)

販売名:Fab キュア2 届出番号:17B2X10001001914

ポストプロセッシングユニット

FabWash

ファブウォッシュ

造形物のカットから、
洗浄、乾燥までの
自動ワークフローを実現



50万円 (税込550,000)

AccuFab-CEL 6K

歯科用 3Dプリンター アクュファブ セル

販売名:AccuFab-CEL 3Dプリンター 届出番号:17B2X10001001897

高出力で均一なライトボードシステム

高いプリント精度±35μmを実現。
均一性の高い光を照射する新技術で高精度
を実現します。



オートマッチング機能

プリンタに予め各レジンの最適条件が登録され、それが
FabWashとFabCureに共有され、全てのポストプロセスの
条件が自動で設定されます。

高速プリント ※レイヤー厚み 100μm

歯列矯正モデル	14分
サージカルガイド	20分
クラウン&ブリッジ	11分
インプラントモデル	20分
デンチャー垂直プリント	70分
スプリント傾斜プリント ※	45分

※ハイパークリアー使用時

**特別
3点セット**

通常価格
~~178万円~~
(税込1,958,000)


**大決算
特価**



安全性に優れ無味で洗浄も容易、唾液による劣化にも
高い耐久性をもつ

Fab デンチャー ベース [CB11]

カラー:オリジナルピンク、ライトピンク、薄赤ピンク



1本(1kg) **78,000円** (税込85,800円)

販売名:Shining3D Dental デンチャー 認証番号:307AGBZ100013000



高い強靱性、耐久性と低吸水性により高い強度をもち
安全に使用可能

Fab プロビジュアル CBレジン [DT20]

シェード:A1、A2、A3、A3.5、B1、B2、B3



1本(500g) **26,000円** (税込28,600円)

販売名:Shining3D Dental クラウン&ブリッジ 認証番号:207AGBZ100008000

AIによるオンライン型技工用CADソフト

3つの機能が搭載



AI支援CADデザイン



AI支援CADデザイン
自動化アプリ



AI支援3Dプリント
模型デザインソフト

シンプルで使いやすい操作性と、生成AIによる3D生成技術により、
歯列に調和したデザインを実現します。



前 歯



白 歯



複数歯を同時にデザイン



ブリッジ



インレー・アンレー

AIが自動設計したデザインは、簡単に修正が可能で、
ゼロから作成するよりも圧倒的なスピードで仕上がります。



ライブラリーから歯牙を選択して、
通常のCADソフト同様にデザインが可能



ユーザーの声

Dentbirdを導入してから、特に「Dentbird Batch」は革命的だと感じています。一番大きな変化は『スピード』です。従来のソフトと比べると、デザイン時間が1ケースあたり約2〜3分短縮されます。ケース数が20本、30本と増えるとその差は非常に大きく、導入後は1時間半〜2時間ほど早く業務を終えられるようになりました。その結果、こなせる数も増え、多い日には1日で30本近く製作できるようになっています。



デザインが間に合わない... という方必見!



3Dスキャナセット

3Dスキャナ

MEDIT —Tシリーズ—

15万円の
咬合器モジュールと
プレート込み!



T310

MEDIT
コマーシャル
動画はこちら



※ 別途設置費用(税込88,000)



—セット— 専用パソコン & モニター

34.6万円
(税込380,600)

スキャナ
T310 98万円
(税込1,078,000)

・5.0MP × 2カメラ
・スキャンタイム / 18秒
・スキャン精度 / 9μm

~~152.4万円~~
(税込1,676,400)

セットで
お得

大決算特価

販売名: [アイデンティカ T310]
届出番号 40B1X10003GE0154

スキャナ
T510 145万円
(税込1,595,000)

・5.0MP × 2カメラ
・スキャンタイム / 12秒
・スキャン精度 / 7μm

~~184.4万円~~
(税込2,028,400)

セットで
お得

大決算特価

販売名: [アイデンティカ T510]
届出番号 40B1X10003GE0153

スキャナ
T710 195万円
(税込2,145,000)

・5.0MP × 4カメラ
・スキャンタイム / 8秒
・スキャン精度 / 4μm

~~229.6万円~~
(税込2,525,600)

セットで
お得

大決算特価

販売名: [アイデンティカ T710]
届出番号 40B1X10003GE0152

オートスキャン



AutoScan- DS-EX Pro(H)

SHINING 3D
DENTAL

・5.0MP × 4カメラ
・スキャンタイム / 8秒
・スキャン精度 / 8μm

138万円
(税込1,518,000)

デモ動画は
こちら



~~172.6万円~~
(税込1,898,600)


セットで
お得

大決算特価

販売名: オートスキャンDS-EX Pro(EPH)
一般名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 一般医療機器
届出番号: 17B2X10001001770

べるAI CADセット

機器を活用し、人手不足を解消！



選べる料金プラン

Lite 出力制限あり

Inlay-onlay / Crown

Pro 出力制限なし

Inlay-onlay / Crown / Bridge
Batch / Model build

こんな方におすすめ！

- 低予算でスキャナー、CADを増設したい！
- 簡単に素早くデザインして業務効率を上げたい！
- 24時間休まずデザインしたい！



注目の機能



スキャンデータをまとめてインポートしAIが連続でフォルダ内のデータを自動デザイン。技工ワークフローの効率が大幅に向上します！



Batch機能の
操作説明はこちら

対応症例

クラウン、ブリッジ、インレー・アンレー、
インプラント上部構造

※年間費用、更新が必要になります。



無料で
アカウントを
作成できます



デモ動画を
ご覧ください



デントバード
公式サイト



加工が間に合わない… という方必見！

ミリングマシンセット

低予算でとにかく
CAD/CAM冠を
削りたい！

DGSHAPE
DWX-43W

ランニングコストを大幅に削減！
ユーザーのメンテナンス負担を軽減



商品コード 041253

~~250~~万円
(税込2,750,000)



詳細は
こちら

▶大決算特価

販売名:「歯科用CAD/CAMマシン DWX-43W」
届出番号 22B3X10020000110

低予算で
CAD/CAM冠を
大量に削りたい！

Robots and Design
MAXX-4Z

CAD/CAM冠需要増に最適な1台！
圧倒的なコストを実現



直感的な
操作性を実現
10.4インチの
タッチパネル
搭載



※オプションで
18本まで収納可能

商品コード 303115

~~280~~万円
(税込3,080,000)

※別途
CAMソフトが
必要です

▶大決算特価

販売名:「歯科用CAD/CAMマシン MAXX-4Z」
一般医療機器届出番号:17B2X10001002019

24時間休まず
加工したい！
異なる材料も
連続加工したい！

DGSHAPE
DWX-53DC

省スペース&シリーズ最高の加工精度
高速ディスクチェンジャー搭載



5軸加工で
切削面が
キレイ

商品コード 040532

~~490~~万円
(税込5,390,000)



詳細は
こちら

▶大決算特価

販売名:「歯科用CAD/CAMマシン DWX-53DC」
届出番号 22B3X10020000107

DRYもWETも
加工したい！
室内が狭いけど
増設したい！

DOF
CRAFT 2

加工速度と加工精度が向上！
オールインワン5軸ミリングマシン



商品コード 041376

~~580~~万円
(税込5,500,000)



▶大決算特価

販売名:「DOF クラフト2」
一般医療機器届出番号:26B2X10038000025

DOF 高機能ミリングマシン

CRAFTシリーズ 3機種 新登場

CRAFT5Xから大幅アップグレードミリングスピード17%向上!

DOF

クラフト ツー

CRAFT 2

ダストコレクター

低騒音の集塵モーターを使用し静かな集塵を実現。
吸引力は4段階まで調節可能。

クーラントシステム

ウォータータンクとポンプで構成され、ガラスセラミックとチタン(プレミルドブランク)の加工が可能。

エアーコンプレッサー

別途コンプレッサーの設置不要です。



5軸リバース加工方式により、アバットメントと上部構造を同時に製作することでワンステップ加工が可能に。



90度加工により、歯牙の外形をディテール部分まで再現。



新発売

超特価

価格はお問合せください

全てをひとつに!

CRAFT 2・CRAFT PLUSは
集塵機・クーラント・コンプレッサーを内蔵
Wet&Dryを実現したオールインワン5軸ミリングマシン

強力なスピンドルを加え、チタニウムディスクを始めとした様々な素材に対応!

クラフト プラス

DOF CRAFT PLUS



Titaniumディスク加工

サーボモーター搭載で安定したチタニウム加工



1.37kWの強力なスピンドル

加工時間の短縮、安定した精度の具現化



新発売

超特価

価格はお問合せください

「想像を現実へ」
メタルミリングの新しい基準を作る

クラフト プロ

DOF CRAFT PRO



オーダーメイド型
CAMテンプレート戦略による
安定した加工の完成



ユーザーの要望に沿って速度重視や品質重視などの多様な加工テンプレートを提供します。素材の特性やパーツ形状に合うテンプレートを選択して予想加工時間と品質結果を精密に制御します。テンプレート作成の煩わしさを減らし、熟練度に関係なく安定した加工結果を具現化します。



新発売

超特価

価格はお問合せください

対応材料リスト [CRAFT2, PLUS, PRO]

- ジルコニア ■ PMMA ■ PEEK
- WAX ■ ハイブリッドレジン
- ガラスセラミック ■ チタンアバットメント
- チタンディスク (PLUS, PROのみ対応)
- コバルトクロム (PROのみ対応)

Ciメディカル
東京
ショールーム

増床リニューアル 記念SALE開催

セール期間

2025

10/12日

11/30日

10:00~18:00

体験型ブース誕生!

ラボ向けのCAD/CAM機器も豊富に展示!

東京ショールームのリニューアルオープンを記念して、特別イベントを開催いたします。期間中、特価商品や楽しいイベントをたくさんご用意!

商品ご購入で豪華特典も!ご家族でのご来場也大歓迎です。

この機会に、ぜひお立ち寄りください。



Ciメディカル 東京ショールーム

会場 東京都千代田区神田駿河台2-8
瀬川ビル7F (1F丸善書店)

お問い合わせ TEL.03-3294-8788

【営業日】 火~土/10:00~19:00 日/10:00~18:00
【定休日】 月・祝



毎週日曜日は
イベント
DAY!

※ 祝日は除きます

お子の
つかみ取り



ハズレなし
ガチャポン

ドリンク
バー



美容マシン
体験会



大盛況
開催中!!



JR
御茶ノ水駅
より
徒歩30秒



ご来場で
もれなく!

ご来場予約は
こちら
事前予約に
ご協力ください



Ciメディカル

新大阪
ショールーム

技工向けCAD/CAM機器を展示! 展示スペース拡張 リニューアルオープン!




住所

大阪市東淀川区東中島1-19-4
ルーシッドスクエア新大阪1F
JR新大阪駅東口より徒歩1分

お問い合わせ

TEL.06-6829-6718
【営業日】 水~土/10:00~19:00 日/10:00~18:00
【定休日】 月・火・祝



毎月セミナーを開催!



医院経営や歯科技工に役立つ様々な分野の
セミナーを毎月開催しております。

ショールームの詳細・
ご来場予約はこちら
事前予約にご協力ください



全国
対応!

全国の営業所からデモに伺います!

・北海道営業所・仙台営業所・東京営業所・北陸営業所・長野出張所
・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所・鹿児島出張所



Webデモや
オンライン相談
も承ります。

チラシ掲載機器のお問い合わせはこちらまで

0761-50-2074

【営業支援課】 9:00~18:00 定休:土日祝