

新機種だけじゃない! 人気ミリングマシン 大決算 特価で!

年内導入限定

今だけの豪華5点セット

セット1



各種ミリングマシン
本体

セット2



CAMソフト
MILLBOX-5
STD

セット3

専用
デスクトップPC

セット4



集塵機
SILENT
powerCAM EC

セット5



限定3台!
歯科用
ミリングマシン
専用架台

5点大決算特価
セットで
詳しくはお問合せください!

DGSHAPE DWX-53D 展示中 東京SR

DWX-53DCの機能を継承し、フレーム構造を強化

高品質な加工と、効率的な生産を実現

アダプターの片手着脱・ロックが可能



アダプター取付時の
クランプ角度を
VPanelから3段階に
設定可能。

最大15本のオートツールチェンジャー



ミリングバーを最大15
本搭載可能。簡単セット
アップ。

クリーニングプログラム搭載

ジルコニアディスクの切削後、自動
でディスクに付着した粉塵を高圧
エアで除去します。

- 必要エア圧: 0.5 - 1.0MPa
- 流量: 66L/min以上

上下
スライド扉
機体から外に出る
粉塵を軽減します

通常価格

~~480~~万円
(税込4,400,000)

大決算特価
詳しくはお問合せください!

販売名:「歯科用CAD/CAMマシン DWX-53D」 届出番号:22B3X10020000109

DGSHAPE DWX-53DC 展示中 新大阪SR

シリーズ最高の加工精度、高速ディスクチェンジャー搭載

省スペース 5軸ミリングマシン



クラウド×カメラ
=コネクテッド

スマートフォンやPCから
加工状況をリアルタイム
モニタリングしたり、録画
データの確認が可能。



スタイリッシュ&
コンパクト

ディスクチェンジャーを
搭載しながらコンパクト
なサイズ*を維持。

*本体寸法 W650×D763×H831mm



高速ディスク
チェンジャー搭載

ディスクチェンジ時間
を従来機種の半分以下
に短縮。最大100種類
までのアダプターIDを
管理できます。

5軸加工で
切削面が
キレイ

通常価格

~~490~~万円
(税込5,390,000)

大決算特価
詳しくはお問合せください!

販売名:「歯科用CAD/CAMマシン DWX-53DC」 届出番号:22B3X10020000107

DUOTRON PRO S-650 デュオトロン プロ

100V
対応
電気工事
不要

超小型
W35×D36cm
省スペース



ローコスト & ハイパフォーマンスな
シンタリングファース

- 100個のシンタリングスケジュールが登録可能
- 停電自動認識プログラム内蔵
(停電復旧時自動シンタリング再開)
- 最高温度1600度、最高温度到達まで約80分
- 160分以内でのクイック焼成が可能
- 最大焼成本数30歯(2段トレー)

通常価格

~~92~~万円
商品コード
302489 (税込1,012,000)

大決算特価
詳しくはお問合せください!

加工機と
同時購入で さらにお得!

販売名:「デュオトロンプロ S-650」
届出番号:17B2X10001001871

2025

年内最後の
超ビッグセール!

大決算

スペシャル

セール期間: 11.5(水) → 12.26(金)

NEW

DGS SHAPE

DWX-52Di-Jp

ピン付ブロック材料に特化

保険技工対応の5軸加工機

保険CAD/CAM冠、
CAD/CAMインレーに

用途を保険CAD/CAM冠、CAD/CAMインレーをはじめとするピン付材料の加工用途に絞り込み、導入コストを抑えました。新規導入にも、増設導入にも、経済性と機能性を両立したマシンです。

CAD/CAM冠・
CAD/CAMインレーCAD/CAM冠
PEEK

PMMA

オートツール
チェンジャー(ATC)搭載工程に応じてミリングバーを
自動で交換。最大で15本の
ミリングバーをセット可能。5軸
加工

DRY

ブロック

8本

通常価格
~~250~~万円
(税込2,750,000)

大決算特価

詳しくはお問合せください!

※別途集塵機が必要となります

年内導入限定 今だけの豪華5点セット

セット1

DWX-52Di-Jp
本体

セット2

CAMソフト
MILLBOX-5 eco

セット3

専用デスクトップPC

セット4

集塵機
SILENT
powerCAM EC

セット5

限定
3台!
歯科用
ミリングマシン
専用架台

5点セットで

大決算
特価

詳しくはお問合せください!

全国
対応!

全国の営業所からデモに伺います!

・北海道営業所・仙台営業所・東京営業所・北陸営業所・長野出張所
・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所・鹿児島出張所Webデモや
オンライン相談
も承ります。

お問合せはこちらまで

0761-50-2074

[営業支援課] 9:00~18:00 定休:土日祝

業界
No.1
ソフト

世界150カ国で導入されています

操作がしやすい、
全社口腔内スキャナに対応

exocad

CADソフト／エグゾキャド

12万円の
バーチャル
咬合器込み



デジタルデンチャーに備えて
お得なデンチャーモジュールセット



総入れ歯のデジタル設計

**Full Denture
Module**
フルデンチャー

大決算特価

詳しくはお問合せください！



15万円の咬合器モジュールと
プレート込み！

T310



MEDIT
コマーシャル動画



専用パソコン
& モニター
34.6万円
(税込380,600)

展示中 **東京SR** **新大阪SR**



専用パソコン
& モニター
34.6万円
(税込380,600)

3Dスキャナ

MEDIT — Tシリーズ —

スキャナ
T310 98万円
(税込1,078,000)

5.0MP × 2カメラ
スキャンタイム / 18秒
スキャン精度 / 9μm

セットで
特価 ~~152.4万円~~
(税込1,078,000)

129万円
(税込1,419,000)

販売名:「アイデンティカ T310」
届出番号 40B1X10003GE0154

スキャナ
T510 145万円
(税込1,595,000)

5.0MP × 2カメラ
スキャンタイム / 12秒
スキャン精度 / 7μm

セットで
特価 ~~184.4万円~~
(税込2,028,400)

159万円
(税込1,749,000)

販売名:「アイデンティカ T510」
届出番号 40B1X10003GE0153

スキャナ
T710 195万円
(税込2,145,000)

5.0MP × 4カメラ
スキャンタイム / 8秒
スキャン精度 / 4μm

展示中
東京SR

セットで
特価 ~~229.6万円~~
(税込2,525,600)

209万円
(税込2,299,000)

販売名:「アイデンティカ T710」
届出番号 40B1X10003GE0152

オートスキャン

SHINING 3D
DENTAL

AutoScan- DS-EX Pro(H)

5.0MP × 4カメラ
スキャンタイム / 8秒
スキャン精度 / 8μm

138万円
(税込1,518,000)

セットで特価

デモ動画は
こちら



~~172.6万円~~ **126万円**
(税込1,898,600) (税込1,386,000)

販売名: オートスキャンDS-EX Pro(EPH)
一般的名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・
製造ユニット 一般医療機器 届出番号: 17B2X10001001770

おかげさまで2025年
クラウン生成数 **5万ケース突破!**
人手不足の解消やコスト削減に!

**Dentbird
Solutions**

デントバード

Imagoworks®

Cjメディカル



アカウント
作成
無料

デザイン費
無料

ライセンス費
不要

注目の機能

Dentbird® Batch

Batch機能の
操作説明はこちら



スキャンデータをまとめてインポートしAIが
連続でフォルダ内のデータを自動デザイン。
技工ワークフローの効率が大幅に向上します!

選べる料金プラン

Lite

出力制限あり

Inlay-onlay / Crown

Pro

出力制限なし

Inlay-onlay / Crown /
Bridge / Batch /
Model build

※ 技工用CADソフトDentbirdでデザインされたクラウンの出力には
歯科技工士の資格が必要です。
※ 歯科技工士資格がない場合は、exocad chairsideのご利用が可能です。



無料で
アカウントを
作成できます



デモ動画を
ご覧ください



デントバード
公式サイト

AIによるオンライン型技工用CADソフト

シンプルで扱いやすい操作性と
AIによる3D生成技術でより自然なデザインに近づけます



前歯




白歯



複数歯を同時にデザイン



ブリッジ



インレー・アンレー

適応症例:
クラウン、ブリッジ、
インレー・アンレー、
インプラント上部構造



ライブラリーから歯牙を
選択して、通常のCADソフト
同様にデザインが可能

大決算特価

詳しくはお問合せください！

AccuFab-F1 NEW

歯科用 DLP 3Dプリンター アクュファブ エフワン

DLP造形方式

- ・高速、高精度
- ・見やすい大型ディスプレイ搭載



デンチャー、All-on-X補綴に最適化

デンチャー、All-on-X、クラウン、ブリッジのプリントが最速約10分で完了。高性能な光学モジュールを搭載しており、高粘度の材料でも高速かつ高精度で安定したプリントを実現します。

デュアル加熱技術により、プリント時間の大幅な短縮に加え、造形物とプラットフォームの接着性が向上し、より安定したプリントを実現

専用のハイパークリアレジタンクにより高い透明性と耐久性を実現



本体価格
150万円 (税込1,650,000)

特別
3点セット

通常価格
~~258万円~~
(税込2,838,000)

大決算
特価

販売名: AccuFab-F1 3Dプリンター 届出番号: 17B2X10001002077

NEW ポストキュアユニット

FabCure N2

ファブキュア エヌツー

365nmUV光を搭載、
精密な温度コントロール
で完全な仕上がりを実現。
窒素硬化に対応。

58万円 (税込638,000)

販売名: Fabキュア N2 届出番号: 17B2X10001002078

ポストプロセッシングユニット

FabWash

ファブウォッシュ

造形物のカットから、
洗浄、乾燥までの
自動ワークフローを
実現

50万円 (税込550,000)

展示中
東京SR

本体価格
110万円 (税込1,210,000)



AccuFab-CEL 6K

歯科用 3Dプリンター アクュファブ セル

高出力で均一なライトボードシステム

高いプリント精度±35μmを実現。
均一性の高い光を照射する新技術で高
精度を実現します。

オートマッチング機能

プリンタに予め各レジンの最適条件が登録され、それが
FabWashとFabCureに共有され、全てのポストプロセス
の条件が自動で設定されます。



高速プリント ※レイヤー厚み 100μm

歯列矯正モデル	14分
サージカルガイド	20分
クラウン&ブリッジ	11分
インプラントモデル	20分
デンチャー垂直プリント	70分
スプリント傾斜プリント	※45分

※ハイパークリアー使用時

展示中 東京SR 新大阪SR

重合器ポストキュアユニット

FabCure 2

ファブキュア2

各素材に最適な
ポストキュア処理を
快適に実現

18万円 (税込198,000)

販売名: Fab キュア2 届出番号: 17B2X10001001914



ポストプロセッシングユニット

FabWash

ファブウォッシュ

造形物のカットから、
洗浄、乾燥までの
自動ワークフローを実現

50万円 (税込550,000)



特別
3点セット

通常価格
~~178万円~~
(税込1,958,000)

大決算
特価

販売名: AccuFab-CEL 3Dプリンター 届出番号: 17B2X10001001897



安全性に優れ無味で洗浄も容易、唾液による劣化にも
高い耐久性をもつ

Fab デンチャー ベース [CB11]

カラー: オリジナルピンク、ライトピンク、薄赤ピンク



1本(1kg) **78,000円** (税込85,800円)

販売名: Shining3D Dental デンチャー 認証番号: 307AGBZ100013000



高い強靱性、耐久性と低吸水性により高い強度をもち
安全に使用可能

Fab プロビジョナル CBレジン [DT20]

シェード: A1、A2、A3、A3.5、B1、B2、B3



1本(500g) **26,000円** (税込28,600円)

販売名: Shining3D Dental クラウン&ブリッジ 認証番号: 207AGBZ100008000