

歯科診療と歯科技工の未来を体験し、そして今を創る

顧客体験 (CX) を重視、見て・触れて・体験していただける、
大型機器・デジタル機器・CAD/CAM機器に特化したショールームです。

Cjメディカル

東京ショールームリニューアルOPEN

Dental CX Base Tokyo



診療エリア

“デジタル機器を活用した、信頼と納得を生む診療体験の提供”

口腔内スキャナやiPad、マイクロスコープ、大型モニターなどの機器を活用し、インフォームドコンセントの質を高め、患者様に安心と信頼を。

イメージングエリア

“診療から治療計画までをシームレスに繋ぐ、
次世代イメージングソリューション”

画像取得・管理・診断のデモンストレーションを体験いただけます。
また、インプラント治療をもっと身近にする、安心・安全な最新のインプラントシステムとその周辺技術をご覧ください。

チェアサイドソリューションエリア

“即日補綴を実現するチェアサイド・デジタルワークフローを体感”

「OneDaySmile」によるスキャンから設計、加工までの
即日補綴ソリューションを実演。診療室で完結する技工ワークをご提案。

CAD/CAMソリューションエリア

“精密・効率・再現性を追求した、
ラボのためのフルデジタルワークフロー”

ラボスキャナやAIを活用した設計ソフトから、加工機による製作まで、
完全なデジタル技工を実演。
生産性と品質を革新する次世代ソリューションをご体感ください。

Dental CX Base Tokyo

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-8 瀬川ビル 7F

☎ 03-3294-8788

【営業日】 火～土 / 10:00～19:00 日 / 10:00～18:00
【定休日】 月・祝

2025 大決算

スペシャル

セール期間: 11.5(水) → 12.26(金)

年内最後の
超ビッグセール!

各商品情報Webサイト

Cjプロダクツサポート

もっと詳しく! わかりやすく!
機器の「困った!」を解決するWebサイト

- ◆各製品に合わせた質問回答集
- ◆使用方法のレクチャー動画
- ◆個別に対応可能な問合せフォーム

※Cjメディカルで機器・ソフトウェアをご導入いただいた方のみ閲覧頂けます。



Cjプロダクツ

最新の大型機器、
小型機器の
オンラインサイトです!



Cjソリューション

診療から技工まで
口腔内スキャナ、CAD/CAM、
3Dプリンターも集めました!

Cj デジタル
プラットフォーム

AIによるCAD設計や院内即日修復など、
歯科技工DXを実現する
ソリューションをご覧ください!

紹介ソリューション




Cjインプラント&オルソ

サージカルガイドからインプラント補綴まで
ワンストップでよりリーズナブルに提案。



Cj デンタルタウン

ネット上で、開業・入替時の機械・
材料・サービスが一覧できます。

Cjプロダクツ
レビュー

大型機器・CAD/CAMなどの
レビュー&情報デジタルブック



ご相談承ります

- ✓ 大型機器
- ✓ 新規開業
- ✓ 移転
- ✓ 改装
- ✓ 継承
- ✓ 補助金
- ✓ 助成金

さまざまな提案をご用意
いたします! お気軽に
お問合せください!



歯科用チェアユニットを含む
大型・小型機器・口腔内スキャナ
見学&体験です



東京ショールーム

新大阪ショールーム

岐阜羽島リアルクリニックSR(予約制)

全国
対応

CT・パノラマ・IOS・マイクロスコープ
デモに伺います

北海道営業所 TEL 011-351-4777
仙台営業所 TEL 022-347-4180
東京営業所 TEL 03-3294-8788
北陸営業所 TEL 0761-50-2074
長野出張所 TEL 0761-50-2074

名古屋営業所 TEL 052-508-8702
大阪営業所 TEL 06-6829-6718
広島営業所 TEL 082-258-1655
福岡営業所 TEL 092-292-4188
鹿児島出張所 TEL 099-813-8241

お問合せは
こちら

0761-50-2074

営業支援課/9:00~18:00(定休:土日祝)

口腔内スキャナ 展示中 東京SR 新大阪SR 名古屋営業所 福岡営業所

IPG[※]技術を採用し1台に2つのスキャンモードを搭載
ロングスパンブリッジから無歯顎まで正確なスキャンングを実現

※複数のスキャン画像から3D形状を高精度に再構築する技術です。

Aoralscan Elite SHINING 3D DENTAL

エーオーラルスキャンエリート

- 高速で安定したワイヤレス
- 長持ちバッテリー
- 簡単クレードル切り替え
- ロングスパンブリッジ専用チップ
- 超高精細
- 業界初!インプラントロングブリッジ対応 オプション品

ワイヤレスも重さわずか
194g

超軽量
124g

一般名称:デジタル印象取得装置
一般名称:歯科技工室設置型コンピュータ
支援設計・製造ユニット
医療機器承認番号:307000B2I00017000
販売名:Aoralスキャン Elite

ワイヤレス
~~315~~万円
(税込3,465,000)
有線タイプ
~~270~~万円
(税込2,970,000)

**大決算
→ 特価**

価格はお問合せください

Aoralscan 3 SHINING 3D DENTAL

エーオーラルスキャンスリー

- ワイヤレス
- 長持ちバッテリー
- 高速で安定
- 使いやすいデザイン
- オートクレープ100回可能
- 次世代ソフトウェア

ワイヤレス
~~245~~万円
(税込2,695,000)
有線タイプ
~~190~~万円
(税込2,090,000)

一般名称:デジタル印象取得装置
一般名称:歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器承認番号:30400B2I00006000 販売名:Aoralスキャン3

価格はお問合せください

MEDIT i700 WIRELESS

メディット i700 ワイヤレス

- ケーブル不要
- 高速高精度
- バッテリー式
だけど軽い
- 多機能な
ソフトウェア

~~330~~万円
(税込3,630,000)

一般名称:デジタル印象取得装置
歯科技工室設置型コンピュータ 支援設計・製造ユニット
販売名:MEDIT i600 & i700 オーラルスキャナ
承認番号:30300B2I00031000(管理 特価)

価格はお問合せください

歯科用 DLP 3Dプリンター 展示中 東京SR 新大阪SR

安定のワークフローで実現する 高速・高精度・高品質

NEW AccuFab-F1

アキュファブ エフワン

デンチャー、All-on-X補綴に最適化

プリント時間が大幅に短縮され、デンチャー、All-on-X、クラウン、ブリッジのプリントが最速約10分で完了します。高性能な光学モジュールを搭載しており、高粘度の材料でも高速かつ高精度で安定したプリントを実現します。

デュアル加熱技術

プラットフォームとレジンタンクの両方に加熱機能を搭載することで、プリント時間の大幅な短縮に加え、造形物とプラットフォームの接着性が向上し、より安定したプリントを実現します。

インテリジェント検知

プリント基盤、レジンタンク、光学ユニットの自動検知機能により、部品の欠損や残留物を監視します。

ハイパークリアプリントに最適

専用のハイパークリアレジンタンクにより高い透明性と耐久性を実現。



販売名:AccuFab-F1 3Dプリンター
届出番号:17B2X10001002077

~~150~~万円
(税込1,650,000)

**大決算
→ 特価**

価格はお問合せください

365nmUV光を搭載、精密な温度コントロールで完全な仕上がりを実現

NEW FabCure N2

ファブキュア エヌツー

硬化時に窒素を使用して加熱することで酸素阻害を防止。残留物や硬化不足の心配のない、滑らかなベタつかない仕上がりに。



販売名:Fabキュア N2
届出番号:17B2X10001002078
~~58~~万円 (税込638,000)

価格はお問合せください

造形物のカットから、洗浄、乾燥までの自動ワークフローを実現

FabWash

ファブウォッシュ



使いやすく、衛生的な職場環境を実現



~~50~~万円 (税込550,000)

価格はお問合せください

今年最後の 大放出! 全機種を大決算特価で!

1回の撮影で3種5枚※の画像を取得!

※CT画像×1,パノラマ画像×1,エンド画像×3

vatech
Green X 12
グリーンエックス12TM

最大撮影範囲 $\phi 12 \times 14 \text{ cm}$

- 高画質49.5 μm のエンド拡大画像の取得が可能
- 診断目的に合わせた4つの撮影範囲
- ダブルスキャン機能で最大高さ14cmまで拡張可能
- 独自の画像再構成技術でアーチファクトを軽減

気道描画機能付

撮影時間

セファロ無し	セファロ付	CT	パノラマ
1.9 秒	10 秒	4 秒	

詳細はこちら

あんしんの
10年
保証



~~768~~ 万円
(税込8,448,000)

~~888~~ 万円
(税込9,768,000)

価格はお問合せてください

販売名: X線CT診断装置 GreenX 一般的名称: アーム型X線CT診断装置
デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置 特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
認証番号: 303AFBZX00065000

コスパ重視の先生必見!

歯科用CTがパノラマ並みの価格で!

vatech
Ace9
エースナイン

最大撮影範囲 $\phi 9 \times 8 \text{ cm}$

コンパクトで狭いX線室にもフィット!
設置面積983mm×1,182mm

マジックパン

1回の撮影で断面21枚より最適な
パノラマ画像を合成!

撮影時間

セファロ無し	セファロ付
1.9 秒	

詳細はこちら



~~448~~ 万円
(税込4,928,000)

~~568~~ 万円
(税込6,248,000)

価格はお問合せてください

2年
保証

販売名: X線CT診断装置 Ace9 一般的名称: アーム型X線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
認証番号: 305AFBZX00014000

Smart
PlusTM

最大撮影範囲 $\phi 12 \times 9 \text{ cm}$


~~698~~ 万円
(税込7,678,000)

~~818~~ 万円
(税込8,998,000)

価格はお問合せてください

販売名: X線CT診断装置 Smart Plus (PHT-35LHS) 一般的名称: デジタル式歯科用パノラマX線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 認証番号: 302AFBZX00003000

1回のCT撮影で
パノラマ画像も
同時に取得!
(保険適用可)



撮影時間

セファロ
1.9 秒

詳細はこちら



除外品

あんしんの
10年
保証

被ばく線量
最大70%まで低減

Green 18TM

最大撮影範囲 $\phi 18 \times 10 \text{ cm}$

~~948~~ 万円
(税込10,428,000)

~~1,068~~ 万円
(税込11,748,000)

価格はお問合せてください

販売名: X線CT診断装置 Green 一般的名称: アーム型X線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 認証番号: 301AFBZX00004000

気道描画機能付



撮影時間

セファロ	CT	パノラマ
1.9 秒	4.9 秒	7 秒

詳細はこちら



除外品

あんしんの
10年
保証

業界最大級の撮影範囲!

Green X Plus

最大撮影範囲 $\phi 18 \times 24 \text{ cm}$

~~1,260~~ 万円
(税込13,860,000)

~~1,380~~ 万円
(税込15,180,000)

価格はお問合せてください

販売名: X線CT診断装置 GreenX 一般的名称: アーム型X線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 認証番号: 303AFBZX00065000

気道描画機能付



撮影時間

セファロ	CT	パノラマ
1.9 秒	2.9 秒	3.9 秒

詳細はこちら



除外品

あんしんの
10年
保証

パノラマ専用機

PaX-i PlusTM

vatech製は2Dもキレイ!


~~256~~ 万円
(税込2,816,000)

~~376~~ 万円
(税込4,136,000)

価格はお問合せてください

販売名: 歯科用X線診断装置 PaX-i Plus
認証番号: 第305AFBZX00081000号

簡単に使いこなせる
ソフトウェア



詳細はこちら



除外品

1年
保証

他社入替もスムーズ



スムーズで
低コストな
入替が可能!



既存の患者データと
画像データを
そのまま移行可能!



既存のデンタル
IPスキャナーを
そのまま使用可能!



各種レセコンとの
データ連携が
可能!

韓国での企業研修に参加された先生方のリアルな声を掲載!

VATECH社のCTが世界で
高いシェアを誇る、その理由に迫る—

シーアイ・プロダクツ・レビュー
Ci PRODUCTS REVIEW

vol.
9

発刊!



こちらから
アクセス



※PC・タブレット・
スマートフォン対応

国産 歯科用チェアユニット

展示中

東京SR

新大阪SR

岐阜羽島SR(事前予約)

名古屋営業所

福岡営業所

確かな性能を
さらにお求めやすく

COMFORT LIGHT


コンフォート ライト

~~158~~万円 (税込1,738,000)

大決算特価

価格はお問合せください

販売名:コンフォートライト 認証番号:306AIBZX00034000



術者にとって
使いやすい形



二段階調整式
ヘッドレスト



移動可能な
アームレスト



180° 回転式
スピットンボウル

Comfort Premium

コンフォート
プレミアム

快適性と安全性に
配慮したデザイン

~~280~~万円 (税込3,080,000)

大決算特価

価格はお問合せください

認証番号:303AIBZX00023000 管理医療機器(Ⅱ)

Comfort Gentle

コンフォート
ジェントル

心地よさと
高い機能性を提供

~~280~~万円～ (税込2,200,000～)

大決算特価

価格はお問合せください

認証番号:230AIBZX00022000 管理医療機器(Ⅱ)

信頼の国産&
長期・充実
サポートで
安心

Ci medical PREMIUMサポート

コンフォート
シリーズ
全機種対象

期間中、修理代が無料
期間中、何度でもご利用可能
ご購入から7年間保証



3つの安心サポート体制

- 1 国内メーカーの専門スタッフが対応
- 2 全国11か所のメーカーサポート拠点
- 3 全国11か所のCi営業拠点もサポート

ドイツ製 歯科用マイクロスコープ

展示中

東京SR

新大阪SR

岐阜羽島SR(事前予約)

名古屋営業所

福岡営業所

3枚のドイツ製レンズ (アポクロマート レンズ) とボールジョイントで
クリアな視界をスムーズに

FLEXION BASIC PLUS

歯科用マイクロスコープ
ベーシックプラス

JOPTIK
Microscopes in Medicine & Technik
MADE IN GERMANY



1年
保証

- ・ドイツ製3種のレンズで画像・色彩くっきり
- ・CJだけ! ボールジョイント関節でストレスフリーの操作感!
- ・根管内も明るく直視しやすい業界初 2°のアングルトランスミッション
- ・鏡筒を斜めにしても視線はそのまま (Ergoアングルエクステンダー)
- ・新型バリオフィーカス4標準搭載でユニットの高さを変えずフォーカス調整可
- ・カメラを付けてもGoodバランス (カメラ後方マウント式)

商品コード 42173 可動式 42508 天吊り式
103972 ユニットマウント式 42509 床固定式

265万円
(税込2,915,000)

一般的名称:可搬型手術用顕微鏡
販売名:Flexion マイクロスコープ
届出番号:17B2X10001001416
販売名:Flexion 設置型マイクロスコープ
届出番号:17B2X10001001555

総額約57万円相当の/
オプション付き

セット

SONY
カメラ本体
VLOGCAM ZV-E10
シリーズ相当
140,000円相当
(税込154,000円相当)

※画像はイメージです

セット

SONY
カメラアダプター
230,000円
(税込253,000円)

セット

カメラ用
電源アダプター
42,000円
(税込46,200円)

セット

CASA
マイクロ
スコープチェア
105,273円
(税込115,800円)

5点セットで ~~322~~万円
(税込3,542,000)

大決算特価

価格はお問合せください

展示スペース拡張リニューアルオープン!

新大阪駅東口ショールーム

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-19-4 ルーシッドスクエア新大阪1F

☎ 06-6829-6718

【営業日】 水~土/10:00~19:00 日/10:00~18:00
【定休日】 月・火・祝

毎月セミナーを開催しています

医院経営に役立つ様々な分野のセミナーを毎月開催しております。



新大阪ショールームの詳細はこちら



JR新大阪駅
東口より
徒歩1分

Dental CX Base Osaka



移転記念セール開催中

名古屋営業所


〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル307

☎ 052-508-8702

【営業日】 月~金/09:00~18:00
【定休日】 土・日・祝

丸の内駅すぐそば!

地下鉄鶴舞線②出口 徒歩3分
地下鉄桜通線③出口 徒歩1分



ユニット、CT、口腔内スキャナ、ミリングマシンが体験できます



歯科医院がそのままショールームになりました!

岐阜羽島駅前 リアルクリニックSR

〒501-6303 岐阜県羽島市舟橋町本町1丁目9番地

☎ 058-372-7680 事前予約制



◆新幹線で 「名古屋駅」から…………… 1駅10分
「京都駅」から…………… 2駅36分
「岐阜羽島駅」南口から…………… 約200m
◆東名高速道路 「岐阜羽島IC」から…………… 5分

全国に広がる **Cj** ネットワーク

CT・パノラマ・IOS・マイクロスコープ

デモに伺います

全国の
事業所より
迅速対応

大型機器や新規開業、移転・改装・継承・補助金・助成金のご相談を承ります。お気軽にお問い合わせください。

石川本社

石川県能美市福島町に152番地

☎ 0761-50-2074 【営業日】 月~金/09:00~18:00
【定休日】 土・日・祝

福岡営業所

福岡市博多区吉塚4-10-48福岡インタービル5F

☎ 092-292-4188 【営業日】 月~金/09:00~18:00
【定休日】 土・日・祝

北海道営業所 TEL 011-351-4777

広島営業所 TEL 082-258-1655

仙台営業所 TEL 022-347-4180

鹿児島出張所 TEL 099-813-8241

長野出張所 TEL 0761-50-2074