

導入応援 SALE 開催中!

2026年
8月末まで

Greenシリーズ
最高峰CTが映し出す

多彩な診断力

歯科医院に
新たな選択肢

診療室

で完結する技工ワーク



NEW



SHINING 3D DENTAL チェアサイド3Dプリンター

AccuFab-Aris

難しい操作や複雑な設定が不要

vatech 歯科用CT

Green X 21™

包括的診断を実現する6-in-1



NEW



SHINING 3D DENTAL カプセル3Dプリンター

Ceramix-Nano

わずか2kgのコンパクトサイズ

SHINING 3D DENTAL 口腔内スキャナ

Aoralscan Elite

ロングスパンブリッジから無歯顎まで



全国
対応

Webデモやオンライン相談も可能!

全国の営業所からデモに伺います!

・北海道営業所・仙台営業所・東京営業所・北陸営業所・長野営業所
・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所・鹿児島出張所

チラシ掲載の製品のお問い合わせはこちらまで

☎ 0761-50-2074

【Ciメディカル 営業支援課】
9:00~18:00 定休:土日祝

お電話にてチラシコード **R2607A** をお伝えください

国産 歯科用チェアユニット **Comfort シリーズ**

DH Edition

歯科衛生士モデル



ロングサポート
プラン
※自然故障対象

歯科衛生士の ワークスタイルにフィット

DH仕様のチェアユニットで
患者さんと歯科衛生士の
ケア環境をサポート。

本体価格

198万円～
(税込**2,178,000円**～)

画像はComfort Gentle
ベースマウントベシックタイプ



3種から選べる

超音波 スケーラー

ご自分の目的に合わせて
超音波スケーラーを
お選びいただけます。

- 1 **DTE** (標準装備)
- 2 **バリ奥斯** (オプション)
- 3 **スプラソン** (オプション)

シートカラー バリエーション

標準仕様カラー

12色のシートカラーから
医院のイメージに合わせて
お選びいただけます



オプション

デザイン性のあるファブリック調シート



Comfort シリーズ

3つの安心 サポート体制

国内メーカーの
専門スタッフが対応

設置、メンテナンス、サポートも
安心してお任せください。

メーカー全国11か所の
サポート拠点

札幌・盛岡・仙台・群馬・東京・北関東
名古屋・大阪・広島・高松・福岡

全国11か所の
Ci営業拠点もサポート

北海道・仙台・東京・長野・北陸・岐阜
名古屋・大阪・広島・福岡・鹿児島

その他のチェアタイプ

Comfort Gentle



ベースマウント

お年寄りまでに
優しいステップ付

オーバーアーム

思い通りの操作がしやすく
スペースの確保が容易

マイクロスコープマウント

ベースマウントはマイクロスコープ
取付も可能!



FLEXION
フレキシション

Comfort Premium



- ・安心して乗降できるステップレスチェア
- ・うがいしやすい回転式のスピットンボウル
- ・チェアとスピットンが一緒に昇降

ベースマウント

オーバーアーム

ベーシックタイプと膝折れタイプがあります。

Greenシリーズ最高峰CTが映し出す 多彩な診断力

顎顔面・顎関節CT、デンタルCT、エンドCT、
3Dフェイススキャン、パノラマ、セファロが1台に集約！

vatech

グリーン エックス 21

Green X 21TM

販売名: X線CT診断装置GreenX デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置 特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 認証番号:303AFBZX00065000

ボクセルサイズ
50 μ m
超高精細


10年
フル保証
付き

セファロ無し
1,360万円
(税込14,960,000)

セファロ付
1,500万円
(税込16,500,000)

本DM特価は
お問い合わせ
ください

幅広い診断領域をカバーする8種の撮影範囲



3Dフェイススキャンが可能に

vatech社システムとして初搭載機能

バーチャル患者の生成を実現

対象FOVサイズ(cm)

12×9 18×15 21×19



ワンショットセファロに対応(オプション)

セファロの短時間撮影を可能に

モーションアーチファクトを大幅に低減し、
診断ワークフローを加速。精度の高いセファロ分析を実現。

撮影時間
0.9sec
ONE SHOT CEPH

正確なポジショニングを支援

『パドルランプ』搭載

直感的なガイダンスにより、患者の位置を一目で確認でき、操作性の向上とともに撮影精度のさらなる向上を実現します。



1回の撮影で複数の診断画像の取得が可能

FOV 21×19cmの場合

CT画像
+
パノラマ画像
+
簡易セファロ画像

1回の撮影で
3種3枚の
診断画像を取得



CT画像



パノラマ画像
(Auto PANO)



Auto Ceph画像

FOV 12×9cmの場合

CT画像
+
パノラマ画像
+
エンド画像×3


1回の撮影で
3種5枚の
診断画像を取得



CT画像



パノラマ画像
(Auto PANO)




エンド画像 × 3
(Smart Focus機能)

CT画像とエンド画像は
ビューワで簡単に
切り替えが可能。



包括的画像診断 &
データ管理ソフトウェア搭載

Clever One



- 1つの画面に2Dと3Dの画像を表示でき、より直感的な診断を支援
- インプラント計画に必要なシミュレーションを包括的にサポート
- 根管形状を三次元的に把握でき、根管の角度、距離、半径の計測が可能

撮影FOV比較表 幅広いニーズに合わせた機種をご用意しております

CT機種 \ 撮影FOV	Φ4×4 (50 μ m)	Φ5×5 (80 μ m)	Φ8×5 (120 μ m)	Φ8×8 (120 μ m)	Φ9×8 (200 μ m)	Φ12×5 (200 μ m)	Φ12×9 (200 μ m)	Φ12×14 (300 μ m)	Φ18×10 (200 μ m)	Φ18×15 (200 μ m)	Φ18×24 (400 μ m)	Φ21×19 (400 μ m)
GreenX21	18.1	14.5	7.1	7.1	—	7.1	7.1※2	—	—	18.3	—	18.3
GreenXPlus	18.0	2.9	—	2.9	—	—	9.0(16×11)	—	9.0	9.0	9.0×2	—
GreenX12	13.0	—	10.0	10.0	—	—	15.5※1	15.5※1	—	—	—	—
Green18	—	4.9	—	4.9	—	—	9.0(13×10)	—	9.0	—	—	—
Smart Plus	—	18.0	—	18.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—
Ace9	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—

※1 Auto PANO設定時は19.9秒 ※2 スマートフォーカス/18.1秒 単位:秒

IOSを用いた光学印象の 保険適用範囲拡大!

— 6月よりインレーに加えてCAD/CAM冠も保険適用の対象内に —
スキャンスピードと高精度で選ばれているIOS!

Aoralscan Elite

エーオーラルスキャン エリート

あんしんの

3年
保証付3年間無償
さらに有償で
2年延長可能

高速で安定した ワイヤレス

- ・ Wi-Fi6対応
- ・ 高速で安定したスキャンング



長持ちバッテリー

- ・ バッテリー連続スキャン2時間
- ・ 予備バッテリー2本付属
- ・ 4時間でフル充電が可能
- ・ ワイヤレス充電対応



超高精細

5 μmの超高精細



ロングスパンブリッジ専用チップ

スキャン範囲が広く、効率的なスキャンをサポート。

注目!



インプラントロングブリッジ対応

Intraoral Photogrammetry (IPG) 搭載



専用スキャンボディ オプション品

IPG技術と専用スキャンボディでオールオンフォーケースへの対応を実現させた「2-in-1」の口腔内スキャナです。各インプラントメーカーに対応。



Eliteと専用スキャンボディでインプラント埋入位置を正確に把握できます。



軟組織とインプラント位置をアライメントするスキャンキャップもあります。



ワイヤレスなのに
重さわずか
194g

コンパクトサイズで
超軽量**124g**



ワイヤレスタイプ

有線タイプ

315万円

(税込3,465,000)

270万円

(税込2,970,000)

本DM特価はお問い合わせください

一般的名称: デジタル印象取得装置 歯科技工室設置型コンピュータ 支援設計・製造ユニット
医療機器承認番号: 30700B2100017000 販売名: Aoralスキャン Elite

3
チップ

用途に合わせて使い分け

- ① IPG (ビッグ) チップ ロングスパンブリッジ用
- ② スタンダードチップ 大人用
- ③ ミニチップ 子供用



最大**100回**
オート
クレープ
可能

エーオーラルスキャンスリー

Aoralscan 3



高速で安定したワイヤレス

- ・ 有線による制約を受けず快適な診断
- ・ Wi-Fi6内蔵 高速で安定したスキャンング



長持ちバッテリー

バッテリー3個と充電器付

- ・ 1回の充電で最長2時間の連続スキャン
- ・ スタンバイモードで10日間持続可能
- ・ 1回の充電で最大60ケース使用可能



圧倒的な
スキャン
スピードと
使いやすさ

WIRELESS

持ちやすく
軽量化 240g

あんしんの

5年
保証付

一目で分かる
バッテリー残量

スキャンの状況を表示

曇り防止用チップ自動加熱機能

持ちやすい人間工学的デザイン

たった**3分**でわかる
説明動画はこちら



デジタルPCR & 口腔内健康レポートに対応



高度な3Dブランク可視化により、患者さんへの説明が分かりやすく、PMTCの受け入れ率向上に。高精細かつ忠実な色再現による3D画像で、歯や歯ぐき周囲のブランクの付着状況を明確に表示します。さらに、3Dモデルは回転・拡大が可能のため、複雑な部位や見えにくい部位も詳しく見れます。診断結果の詳細は患者さんのスマートフォンで確認可能です。

ワイヤレスタイプ

有線タイプ

245万円

(税込2,695,000)

190万円

(税込2,090,000)

本DM特価はお問い合わせください

一般的名称: デジタル印象取得装置 歯科技工室設置型コンピュータ 支援設計・製造ユニット
医療機器承認番号: 30400B2100006000 販売名: Aoralスキャン3

カプセルをセット、プリント開始。
硬化ユニット内蔵で製作までの工程をシンプルに。

Ceramix-Nano

歯科用 カプセル式3Dプリンター [セラミックス-ナノ]

コンパクトボディに充実の機能

重量わずか約2kgを実現した、コンパクトサイズのカプセル式3Dプリンター。必要な機能を凝縮し、院内での補綴物制作を強力にサポート。

本体内蔵硬化ユニット

高精度なプリント機能と80℃対応の硬化ユニットを搭載。省スペースでも設置しやすいサイズです。

スピードを支える独自技術 (APS)

空気圧による独自のレイヤー分離機構APSテクノロジーを採用。高粘度のセラミックフィラー含有材料にも対応し、効率的で安定した造形を実現。

モバイルバッテリー対応

10,000mAh以上のモバイルバッテリーで駆動可能。場所を選ばず柔軟な運用をサポートします。

※10,000mAh使用時、プリント・硬化を約5回行えます
(使用条件により異なります)。

セラミックレジン [ルミセラ]

LumiCera

3個入り 13,500円
(税込14,850)

セラミックレジンをあらかじめ充填した専用カプセル。
計量の手間なく、セット後すぐにプリントを開始できます。

販売名: Shining3D Dental クラウン&ブリッジ 200 届出番号: 308AKBZ100028000



本体価格

110万円
(税込1,210,000)

販売名: Ceramix-Nano 3Dプリンター 届出番号: 17B2X10001002150

NEW



本体価格

40万円
(税込440,000)

販売名: AccuFab-Aris 3Dプリンター 届出番号: 17B2X10001002149

コンパクトなデザインで、幅広い臨床に対応。
チェアサイドで活躍する一台。

AccuFab-Aris

歯科用 3Dプリンター [アキュファブ-アリス]

対応造形物



補綴物



サージカルガイド



模型



スプリント



スプリント

コンパクトなデザイン

わずか約8.5kgのコンパクトな設計で、
設置場所を選ばず導入しやすい

高精度プリント

4K高解像度LCDと34μmの高精度造形
により、精密な歯科用プリントを実現。

自動レベリングが簡単に

ワンクリック自動レベリングと起動時の自動Z軸
キャリブレーションにより、設定を自動処理。

直感的に使えるソフトウェアインターフェース

操作をシンプルにし、経験を問わず効率的な
デジタルワークフローをサポートします。

SHINING Flow

スキャンからプリントまで院内で一貫したデジタルワークフローを実現。



Shining 3D Dental Cloud

チェアサイドの効率化により、スピーディーな製作・提供を支援。患者様の負担軽減にも配慮した診療体制に貢献します。

スキャン

AI
デザイン

プリント

見て、触れて、体感できる！

新感覚の
歯科ソリューション
続々登場

新色でた！
超巨大
歯ブラシ
バルーン



ご来場時のご注文で

Ci カタログ
掲載商品
全品 5% OFF!

※一部商品を除く

2026
9/ **5** 土 **6** 日
14:00-19:00 9:00-17:00

〈会場〉

ベルサール八重洲

東京都中央区八重洲1-3-7
八重洲ファーストフィナンシャルビル2F

vatech

Green X21™

Greenシリーズ 最高峰

6-in-1 CTデビュー！ ViXion シリーズ

世界初！ 液体レンズの
オートフォーカス機能！
ヴィクシオン



貼ってはがすだけの
簡単ホワイトニング！
ディノバート

DENNOVATE

formlabs dental

Form 4B

歯科用3Dプリンター

メーカー独自の
新技術LFD方式で
造形の美しさ、
スピードを提供



SHINING 3D
DENTAL

AccuFab-Aris

ノートパソコンよりも
小さい設置面積
34μmの精度を持つ
プラグアンドプリント式
チェアサイド3Dプリンター



SHINING 3D
DENTAL

Ceramix-Nano

片手で持てる！**わずか2kg**の
コンパクトサイズで
パワフルな機能を搭載した
カプセル3Dプリンター



vatech
Green X12™

1回の撮影で
3種5枚の画像を取得
超高精細のエンドモード搭載



**Comfort
Gentle**

歯科用
チェアユニット
高機能で心地よい！



Portable unit
medy

Ciメディカル
オリジナルの
ポータブル
ユニット



**Aoralscan
Elite** SHINING 3D
DENTAL

1台に2つの
スキャンモードを搭載！
さらに超軽量！
大人気のワイヤレスも



口腔内スキャナ
**3機種同時に
お試し!!**

Aoralscan 3
MEDIT i700W



造形精度に優れた
上位モデル

**AccuFab-F1
FabCure N2**

3Dプリンター&
ポストキュアユニット



**ONEDAY
SMILE**

Ciワンデースマイルリトメント
院内で即日修復を実現



デジタル
CAD/CAM **体験ブース**



OPTIK
FLEXION

クリアな視界と
スムーズな操作性の
歯科用マイクロスコープ



人気のナースウェアや歯科材料・
小器械・ルーペも
多数展示



会場へは好アクセス！

東京駅から徒歩 5分

参加申し込み、詳細はこちら

混雑を避けるため事前の
申し込みにご協力ください

Ciデンタルショー Q
ci-dentalshow.jp



豪華講師陣が集結

無料セミナー

同時
開催

詳細は特設サイトに掲載中！右記の二次元コードよりアクセスの上ご覧ください→

Ci 大型機器大商談会 in 仙台

会場 Ciメディカル 仙台営業所 仙台市青葉区花京院1-1-5 オークツリー花京院 12F

日時

8/ 22 土 · 23 日

13:30-18:30 9:30-16:30