

大決算セール期間

2023年

12/25^月
まで

Ci 大決算 SALE

今年最後の
衝撃プライス!

2023

CAD/CAM



Ciメディカル

株式会社歯愛メディカル
〒929-0112 石川県能美市福島町に152番地
URL <https://www.ci-medical.com>



Ciプロダクツ

大型・小型機器からCAD/CAM
ソリューションまでご提案

Ciプロダクツ



Ciデジタルソリューション

診療から技工まで 口腔内スキャナ、
CAD/CAM、3Dプリンターも集めました

Ciデジタルソリューション

大型機器、新規開業や移転・改装・継承・
補助金・助成金のご相談は各営業所
までお気軽にお問合せください。

- 北海道営業所 ☎011-351-4777
- 仙台営業所 ☎022-347-4180
- 東京営業所 ☎03-3294-8788
- 北陸営業所 ☎0761-50-2074
- 長野出張所 ☎0761-50-2074
- 名古屋営業所 ☎052-508-8702
- 大阪営業所 ☎06-6829-6718
- 広島営業所 ☎082-258-1655
- 福岡営業所 ☎092-292-4188
- 鹿児島出張所 ☎099-813-8241

全国対応 CT・パノラマ・IOS・マイクロスコブ デモに伺います

☎0761-50-2074 営業支援課 / 9:00~18:00 (定休:土日祝)

歯科用チェアユニットを含む
大型・小型機器・口腔内スキャナ

見学・体験 できます

東京・御茶ノ水駅前ショールーム

岐阜羽島駅前
リアルクリニックショールーム

新大阪駅東口ショールーム

福岡営業所

大決算セール

Cjメディカル

セール期間

2023年12月25日まで

セット A

SHINING 3D DENTAL

オートスキャン

AutoScan-DS-EX Pro(H) **NEW**



セット B

SHINING 3D

口腔内スキャナ

Aoralscan 3

分割なしで模型スキャン!
時間と手間を削減!
カメラを自由に向け、隣在歯があってもスキャン可能。



5年保証付き

専用ノートPC付き

セット C

SHINING 3D DENTAL

オートスキャン

AutoScan-DS-EX Pro(H) **NEW**



CADソフト

Exocadセット

12万円のバーチャル咬合器込み

CADソフト

exocad

68万円 (税込748,000円)



CADソフト

Exocadセット

12万円のバーチャル咬合器込み

CADソフト

exocad

68万円

(税込748,000円)



専用パソコン・
パソコンモニター

33.8万円

(税込371,800円)

DGSHAPE

小型ミリングマシン

DWX-4



CAMソフト

MILLBOX-4

届出番号 22B3X10020000106

◆ 新材料&特殊加工の加工パス
◆ ドリルスターターセット

◆ Ci-MULTI-9アダプター
◆ CAD/CAM冠ブロック

計 **30万円**相当!

もちろん!!

- ✓ 加工機連動型 専用集塵機
- ✓ 専用パソコン
- ✓ パソコンモニター
- ✓ 1年間の保守

もちろん!!

- ✓ IOS専用ノートPC
- ✓ 加工機連動型 専用集塵機
- ✓ 専用パソコン
- ✓ パソコンモニター
- ✓ 1年間の保守

~~5,923,126円~~
(税込6,515,438円)

420万円

(税込4,620,000円)

~~6,893,126円~~
(税込7,582,438円)

520万円

(税込5,720,000円)

AかBのセットを
導入いただくと

NEW
DWX-4専用
ディスクアダプター

130,000円 (税込143,000円)



さらに
コミコミ!!

Cのセットを
導入いただくと

CADソフト

exocadの

追加モジュールが

20%OFF!!

※追加モジュールは同時購入したライセンスに追加されます。



CAD/CAMインレー 保険収載 に対応したCAMソフト

4・5軸共にCAD/CAMインレー対応

新ブロックサイズ追加可能

安心のサポート実績

Ciは、2年前からCAD/CAMインレーの
自費対応を可能にし、以後お客様の幅
広い要望に合わせてミリングパーの開発、
改良に至るまで対応してきました。

<https://ci-digital.jp/products/products-117/>

CAD/CAM
インレー対応を
動画説明



耐熱温度1900℃の二酸化モリブデンヒーター

DUOTRON PRO

コンパクトジルコニア シンタリングファーマス

~~660,000円~~ (税抜) (税込726,000円)

55万円

(税抜) (税込605,000円)

販売名「デュオトロプロS-600」
届出番号 17B2X10001001526

お客様の
声



東京都 N技工所様

価格が安いので本当に良い製品なのか不安でしたが、
出来上がった補綴の適合がよく大変満足してます!



山形県 T技工所様

選べる製品が豊富でやりたいことが叶えられまし
た!サポートも手厚く地方でも安心です。

AC100Vで稼働するコンパクト5軸メタルミリングマシン
イクスマイル EXM-5S

MODIA ExMile 除外品

届出番号 11B3X10041000003 日本製

対応材料

- ・純チタン (Gr4)
- ・チタン合金 (Gr5)
- ・コバルトクロム
- ・ハイブリットレジン
- ・PEEK



MILLBOX for EXM-5S



インプラントフレーム、アクセスホール加工

高精度ミリングを可能にする日本製のマシンとMILLBOXでここまでできます。



CAD/CAM冠・PMMAミリング可能

ピンブロックは最大12本搭載可能
 PMMAディスクミリングも可能

CADソフト、PC、ミリングバー、アダプター等全てコミコミ



- 5軸加工**
- WET**
- ディスク**
- 12本**

~~9,429,000円~~ **815万円** (税抜)
 (税込8,965,000円)

**ディスクチェンジャー付
 新型5軸加工機
 DWX-53DC**

設計を根本から見直しフレーム剛性を強化。新設計のスピンドルは高負荷切削でも安定した加工を実現。フレーム剛性強化との相乗効果でレジン系材料[※]の効率的な加工が可能になりました。特にミリングデンチャーの加工時間短縮に効果を発揮します。*PMMA、PEEK、PEKK、床用レジンなど

DGSHAPE

NEW
 除外品
 5軸加工



クラウド×カメラ = コネクトッド スタイリッシュ & コンパクト 高速ディスクチェンジャー搭載

5台限定!
~~450万円~~ (税抜)
 商品コード 040532 (税込4,950,000円)
限定特価はお問い合わせください!



詳細はこちら

販売名:「歯科用CAD/CAMマシン DWX-53DC」
 届出番号 22B3X10020000107

4軸加工機セット
 スキャナを持っている方
DGSHAPE
 小型ミリングマシン
DWX-4
 届出番号 22B3X10020000106
 動画はコチラ

MILLBOX CAMソフト
 MILLBOX-4

NEW!
 ユニバーサルディスクが固定できる!
DWX-4専用ディスクアダプター
 ・対応マテリアル:
 ジルコニア、PMMA、WAX、PEEK、ファイバーグラス
 ・装着可能なディスク:
 φ98.5ユニバーサルディスク (厚み:10~22mm)

■ Perfit ジルコニア (5枚)
 ■ 新材料&特殊加工の加工パス
 ■ Ci-MULTI-9アダプター
 ■ CAD/CAM冠ブロック
 ■ ドリルスターターセット
ぜんぶで 33万円相当!

もちろんコミコミ!
 加工機運動型専用集塵機
 専用パソコン
 パソコンモニター
 1年間の保守
~~3,914,215円~~ (税込4,305,636円)
295万円 (税抜)
 (税込3,245,000円)

5軸
DGSHAPE
 5軸ミリングマシン
DWX-52D
 届出番号 22B3X10020000101

 フルマウスジルコニア CAD/CAM冠 アクセスホール加工
 詳細はコチラ

MILLBOX CAMソフト
 MILLBOX-5

Ciミリングドリル(各1本)
極細の先端径0.3mm
 咬合面の裂溝に最適
 より高精度な加工が可能
 0.3mmでの加工例 0.5mmでの加工例

もちろんコミコミ!
 加工機運動型専用集塵機
 5軸用ドリルスターターセット
 専用パソコン
 パソコンモニター
 1年間の保守
~~6,132,946円~~ (税込6,746,240円)
495万円 (税抜)
 (税込5,445,000円)

CJメディカルで実現! デジタル デンチャー



1 模型データ
の取得



2 CAD
デザイン



3 プリント



4 パターン
完成

ラボスキャナー



3Dスキャナ
**MEDIT
Tシリーズ**

※別途設置費用
80,000円(税込88,000円)

除外品



MEDIT
コマーシャル動画

専用パソコン +
パソコンモニター

34.6万円
(税込380,600円)



SHINING 3D
DENTAL

オートスキャン

**AutoScan-
DS-EX Pro(H)**

専用パソコン +
パソコンモニター

34.6万円
(税込380,600円)



デモ動画は
こちら

商品コード:302077 **138万円** (税込1,518,000円)

T310

98万円
(税込1,078,000円)

販売名:[アイデンティカ T310]
届出番号 40B1X10003GE0154

T510

145万円
(税込1,595,000円)

販売名:[アイデンティカ T510]
届出番号 40B1X10003GE0153

T710

195万円
(税込2,145,000円)

販売名:[アイデンティカ T710]
届出番号 40B1X10003GE0152

15万円の
咬合器モジュールと
プレート込み!

パソコンと
セットで

5.0MP × 2カメラ
スキャンタイム/18秒
スキャン精度/9μm

~~132.6万円~~ (税込1,458,600円)

105万円
(税込1,155,000円)

パソコンと
セットで

5.0MP × 2カメラ
スキャンタイム/12秒
スキャン精度/7μm

~~179.6万円~~ (税込1,975,600円)

125万円
(税込1,375,000円)

パソコンと
セットで

5.0MP × 4カメラ
スキャンタイム/8秒
スキャン精度/4μm

~~229.6万円~~ (税込2,525,600円)

175万円
(税込1,925,000円)

パソコンと
セットで

5.0MP × 4カメラ
スキャンタイム/8秒
スキャン精度/8μm

~~172.6万円~~
(税込1,898,600円)

110万円
(税込1,210,000円)

12万円
のバーチャル
咬合器
込み

パーシャルフレームデザインCADソフト



DIGISTELL デジスティル
CADソフト

操作性、作業性、効率性に優れた
パーシャルフレームを設計デザイン
するために開発されたソフトウェア



商品コード:8470

~~558,800円~~
(税込605,000円)

42万円
(税込462,000円)

CADソフトセット



CADソフト

exocad

商品コード:38557

~~688,800円~~
(税込748,000円)

55万円
(税込605,000円)

さらに今なら同時購入で ➡ 追加モジュールが **20%OFF**

Implant Module

インプラント上部・カス
タムアパットメントなど
のデザイン機能



Provisional Module

形成前データを取
込み同形態でテン
ポラリーを設計



Model Creator

ガム付き模型やイン
プラント模型の設計
機能



※追加モジュールは同時購入したライセンスに追加されます。

3Dプリンター スターターキット

CYBERMED
サイバーメッド

オンデマンド
OnDemand3D 4Kプリンター

圧倒的な造形スピード

クラウン **16分/17.0mm**

サージカルガイド **18分/19.4mm**

モデル **27分/46.7mm**

※積層ピッチ及び造形物の大きさに造形時間は異なります。

チェアサイド向け3Dプリンター

650,000円(税抜) (税込715,000円)

販売名:[オンデマンド3Dプリンター]
歯科技工装置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
届出番号:17B2X10001001789



自動洗浄装置
ツイン
トルネード
69,800円
(税込76,780円)



ポストキュア装置
ツインキュア
78,000円
(税込85,800円)



DH Print
デンケン・ハイデンタル
3Dプリンター用レジ
ン(405nmタイプ)
11,000円
(税込12,100円)



1年間サポート &
代替機サービス
60,000円
(税込66,000円)
設置説明費
80,000円
(税込88,000円)

~~948,800円~~
(税込1,043,680円) ➡ **78万円**
(税込858,000円)

稼働実績
全世界 **70,000台**

formlabs dental
Form 3B+

歯科用デスクトップ3Dプリンター

783,000円(税抜) (税込861,300円)

販売名:[フォーム 3] 届出番号 17B2X10001001451

さらに3つの性能アップで最大**20~40%**造形時間が短縮!

表面品質の向上

温度管理機能の向上

造形開始時の
初期層を改善

スターターキット内訳

- Form 3B+本体
- ビルドプラットフォーム
- フレキシブルレジタンク
- フィニッシュキット
- スタンダードレジン(ホワイト)
- Form 3B 代替品貸出サポート(1年)
- Form 3B テクニカルサポート(1年)
- Form 3B 2年目延長保証
- 機器設置説明書



自動洗浄装置
Form Wash
117,000円(税抜)
(税込128,700円)



ポストキュア装置
Form Cure
122,000円(税抜)
(税込134,200円)



スタンダードレジ
ン(ホワイト)
24,000円(税抜)
(税込26,400円)

~~1,328,000円~~
(税込1,459,700円) ➡ **99万円**
(税込1,089,000円)


2年目
延長保証
付き!

フルデンチャーミリング

EXOCADオプション
MILLBOXオプション

話題のデンチャーミリングもCiシステムなら可能!

- 高精度
- 高効率



口腔内スキャナ

SHINING 3D

AoralScan 3

分割なしで模型スキャン!
時間と手間を削減!

5年保証付



カメラを自由に向けられるので、隣在歯があってもスキャン可能。

専用ノートPC込み



セット内容

- ・AoralScan3本体
- ・専用ノートPC
- ・5年保守維持プラン

口腔内スキャナセット

~~283.5万円~~ ▶ **超特価で!**
(税込3,118,500円)

Dentbird Solutions
デントバード



CAD設計の
効率アップに!

1歯約1分で
AIがクラウンを自動設計!

アカウント作成
無料!

デザイン費
無料!

ライセンス費
不要!

Dentbird
公式サイト▶
dentbird.jp/



デモ動画▶



まずは**無料**でお試ください!

氏名、メールアドレス、パスワードを
入力するだけでアカウントの作成ができます。



メディット

MEDIT i700

2年延長保証付

- フルアーチ11μmの高精度
- 高耐久性スキャンチップ
- 2倍速スキャンスピード
- ケーブル脱着可能



専用ノートPC込み

説明動画▶



販売名:MEDIT i700オーラルスキャナ
承認番号:30300BZ100031000(管理 特管)

~~321.5万円~~ ▶ **超特価で!**
(税込3,536,500円)

Dentiq Guideでサージカルガイドの内製を実現! ガイドが最短50分で!

<p>CTデータと口腔内データの取得</p> <p>5~8分</p>	<p>画像診断 & シミュレーション</p> <p>5~10分</p>	<p>サージカルガイドの考案</p> <p>5~10分</p>	<p>サージカルガイドの造形</p> <p>造形時間 / 18分 2次重合 / 20~30分</p>	<p>サージカルガイドの完成</p> <p>合計 50~70分</p>
------------------------------------	---	---------------------------------	--	-------------------------------------

Dentiq Guide for Clinic

画像診断&インプラントシミュレーションソフト
デンティックガイド フォークリニック

販売名:「デンティックガイド」届出番号 304AGBX00029000

年間ライセンス費 **無料**

1 DICOMとSTLデータの読み込み
2 データのマッチング
3 下顎管神経の描画
4 シミュレーション結果の保存

半額 ~~198,000円~~ (税込217,800円)
99,000円 (税込108,900円)

デモ動画をご覧ください
※インプラントシミュレーション機能のみご覧ください。

部分ケース

Dentiq Guide Creator

技工用ガイド作成ソフト
デンティックガイドクリエイター

年間ライセンス費 **無料**

今なら **10クーポン込み!** 45,000円分

半額 ~~158,000円~~ (税込173,800円)
79,000円 (税込86,900円)

*STL出力には有料のクーポンが必要になります。

部分ケース
無歯顎ケース

デモ動画をご覧ください