

NEW

熱処理不要のジルコニアブロックが ついに日本初上陸!

ワンデートリートメントがより身近に

vatech


Perfit FS

5本入り

¥22,000~ (税抜)

販売名: Perfitフルシントードジルコニアブロック 認証番号: 306AGBZX00033000

高強度でガラス系セラミックと比較して 支台歯形成量を**33%軽減**



3層マルチレイヤーで 天然歯に近い

透過性

25%	15%	60%
Incisal	Transition	Dentin

vatech mcis



曲げ強度	>500MPa (3点曲げ強度)
透過性	>44% (厚さ1.0 mm, 分光光度計による)
種類	I12 / C14 / C16 / B32



完全焼結タイプだからファーンネスによる熱処理工程が不要で より速くシンプルなワンデートリートメントを実現します。



先生と患者さんに喜ばれたい。
Ciメディカル

株式会社歯愛メディカル
〒924-0004
石川県白山市旭丘2-6
<https://www.ci-medical.com>

見学・体験できます!

歯科用チェアユニット/大型・小型機器/口腔内スキャナ

東京ショールーム
新大阪ショールーム
岐阜羽島リアルクリニックSR(予約制)

北海道営業所 TEL 011-351-4777	名古屋営業所 TEL 052-508-8702
仙台営業所 TEL 022-347-4180	大阪営業所 TEL 06-6829-6718
東京営業所 TEL 03-3294-8788	広島営業所 TEL 082-258-1655
北陸営業所 TEL 0761-50-2074	福岡営業所 TEL 092-292-4188
長野出張所 TEL 0761-50-2074	鹿児島出張所 TEL 099-813-8241



CT・パノラマ・IOS・マイクロSCOPE デモにお呼びください!

☎0761-50-2074

営業支援課
9:00~18:00
(定休:土日祝)

院内技工で

ワンデートリートメントを実現! 最短 **25分**

ワンデートリートメントからCAD/CAMセンターによる技工サービスまで、医院様のスタイルに合わせ柔軟に対応いたします。販売する商品は、CAD/CAMセンターで運用しているため、導入支援から導入後のサポートまで強力にバックアップいたします。



口腔内データの取得
上下顎 **3~5分**

口腔内スキャナ
MEDIT i700



ワイヤレス 口腔内スキャナ
MEDIT i700 WIRELESS



口腔内スキャナ
Aoralscan 3
SHINING 3D DENTAL





Aiによる自動クラウン設計
2~3分

Dentbird Solutions CADソフト
デントバード

※Dentbird技工用CADソフトでデザインされたクラウンの出力には歯科技工士の資格が必要です。

1 口腔内データの取込 (STL, PLY, OBJ)



2 マージンライン自動検知・描画



3 自動咬合圧表示とクラウン出力




デザインしたデータを加工
18~20分 ※材料によって異なります。

ウェット方式 同時4軸制御
歯科用ミリングマシン

DWX-42W DGSHAPE by Roland

■ 加工可能材料 FSジルコニアブロック




ハイブリッドレジン ガラスセラミックス

■ ATC ミリングバーを6本装着可能



デュアルスピンドルを備えた、高性能・高精度な
チェアサイド向けミリングマシン

SPEED+ DDS
スピードプラス



【寸法】741×629×570 mm




最終補綴物の完成
合計 25~35分

ファーンレスによる熱処理工程が不要です

NEW 熱処理不要のジルコニアブロック



vatech Perfit FS
パーフィットFS

5本入り
22,000円(税別)~

熱処理不要のガラスセラミック

Amber[®] Mill Direct
アンバーミル ダイレクト



5本入り
18,000円(税別)

ワンデートリートメント 特価セット!

口腔内スキャナ

Aoralscan 3

エーオーラルスキャン3

SHINING 3D DENTAL

セット内容
・Aoralscan3本体
・専用ノートPC
・5年保守維持プラン

283.5万円
(税込3,118,500)

SPEED+
スピードプラス



セット内容

・SPEED+本体 590万円 (税込6,490,000)
・専用デスクトップPC 34.6万円 (税込380,600)



口腔内スキャナ+ミリングマシンセット価格
~~988~~万円 (税込9,989,100)

698万円
(税込7,678,000)

DWX-42W

DGSHAPE by Roland

セット内容

・DWX-42W本体・スターターセット
・Dell CAD/CAM用デスクトップPC
・MillBox (CAMソフト)
・1年保守点検・CAM年間保守



口腔内スキャナ+ミリングマシンセット価格
~~833~~万円 (税込9,163,000)

530万円
(税込5,830,000)

NEW

vatech の上位機種の技術と低被ばく

約3分の動画で GreenX12が丸わかり!



超コスパ機種登場

商品コード
040817

通常価格

~~768~~ 万円
(税込8,448,000)

セファロ付

商品コード
040818

通常価格

~~888~~ 万円
(税込9,768,000)

価格はお問い合わせください

撮影時間 セファロ **1.9** 秒 / CT **10** 秒 / パノラマ **4.0** 秒

- 1回のCT撮影で5種類の診断画像の取得が可能
- 業界最小レベル49.5 μ mのエンド画像の取得が可能
- 診断目的に合わせた4つの撮影範囲(最大FOV ϕ 12x14cm)
- ダブルスキャン機能で最大高さ14cmまで拡張可能
- 独自の画像再構成技術でアーチファクトを軽減

Green X12TM

販売名: X線CT診断装置 GreenX
一般的名称: アーム型X線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
認証番号: 303AFBZX00065000

あんしんの
10年
保証

ボクセルサイズ
49.5 μ m
超高精細



撮影時間
セファロ CT パノラマ
1.9 秒 **4.9** 秒 **7.0** 秒



気道分析機能付

vatech Green 18TM

商品コード 040018 セファロ付 商品コード 040019
通常価格 ~~948~~ 万円 通常価格 ~~1,068~~ 万円
(税込10,428,000) (税込11,748,000)

最大撮影範囲

ϕ 18×10cm

価格はお問合せください

販売名: X線CT診断装置 Green 一般的名称: アーム型X線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
認証番号: 301AFBZX00004000



撮影時間
セファロ CT パノラマ
1.9 秒 **2.9** 秒 **3.9** 秒



気道分析機能付

vatech Green X PlusTM

商品コード 106060 セファロ付 商品コード 106061
通常価格 ~~1,260~~ 万円 通常価格 ~~1,380~~ 万円
(税込13,860,000) (税込15,180,000)

最大撮影範囲

ϕ 18×24cm

価格はお問合せください

販売名: X線CT診断装置 GreenX 一般的名称: アーム型X線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
認証番号: 303AFBZX00065000

CTがパノラマ並み価格で!



撮影時間 | セファロ わずか **1.9** 秒

最大撮影範囲

ϕ 9×8cm

販売名: X線CT診断装置 Ace9
一般的名称: アーム型X線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
認証番号: 305AFBZX00014000

商品コード 040701 セファロ付 商品コード 040702

通常価格 ~~448~~ 万円 通常価格 ~~568~~ 万円
(税込4,928,000) (税込6,248,000)

価格はお問い合わせください

vatech Ace9TM

除外品
2年保証

エースナイン

狭いX線室にも入る
コンパクト設計!



マジックパン

1回の撮影で断面21枚より
最適なパノラマ画像を合成!

セット内容

- 本体(2年保証) ■ サーバーPC(5年保証)
- 23インチモニター ■ CTビューソフトEz3D-i
- 画像管理ソフトEzDent-i(5ライセンス含)
- バックアップHDD ■ 無停電電源装置

撮影時間 | セファロ わずか **1.9** 秒

vatech Smart PlusTM



詳細はこちら

最大撮影範囲

ϕ 12×9cm



1回のCT撮影でパノラマ画像も
同時に取得!(保険適用可)

商品コード 040016 セファロ付 商品コード 040017

通常価格 ~~698~~ 万円 通常価格 ~~818~~ 万円
(税込7,678,000) (税込8,998,000)

価格はお問合せください

販売名: 歯科用X線診断装置 Smart Plus(PHT-35LHS) 一般的名称: デジタル式歯科用パノラマX線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器 認証番号: 302AFBZX00003000

お客様の声

CTのエンドモードで根管充填を確認しています。
デンタルでは確認できなかった、充填されていない根の発見もできました。

みねい歯科医院様 (GreenXPlusユーザー)

以前のCTと比べるとアーチファクトが非常に少なく、とても画像が見やすいです。
ソフトの拡張性が高く、CT付属機能である豊富な治療説明動画やインプラントシミュレーションがついていることも嬉しく患者さんへの説明がとてもしやすいです。
CTの評価は五つ星ですね。

下鴨森歯科様 (SmartPlusユーザー)

パノラマ画像が非常に鮮明。アナログ画像からデジタル画像の違いは認識していましたが、国産のデジパン画像と比較してここまで違うのかと本当に驚きました。学会でパノラマ画像・セファロ画像を症例として発表した際、その画像の鮮明さに画像がきれいだね、どこのメーカーの機種を使っているのと尋ねられるほどです。

ミライノデンタルクリニック様 (Green18ユーザー)

分院 移転開業 継承など 開業を応援します!

商品の詳細はこちら



おトクな開業パッケージ

特別パッケージ A

除外品
あんしんの10年保証

撮影時間
セファロ 1.9秒
パノラマ 4.0秒
CT 10秒

vatech Green X 12
CT・パノラマ複合機 グリーンエックス12

1回のCT撮影で5種類の診断画像の取得が可能!

商品コード 040817
768万円
(税込8,448,000)

セファロ付
+120万円
(税込1,320,000)

販売名: X線CT診断装置 GreenX
一般的名称: アーム型X線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
認証番号: 303AFBZX00065000

あんしんの全国11のサポート拠点

除外品
1年保証

Comfort Gentle
標準仕様
歯科用ユニット
コンフォートジェントル

2台
幅広い年代に優しいステップ付

3台セットで

標準仕様
モーター回路×1
タービン回路×1
シリンジ×1

膝折れタイプ
商品コード 102225
210万円
(税込2,310,000)

~~1188万円~~ → **1098万円**
(税込13,068,000)

(税込12,078,000)
※別途運搬・設置に関わる費用がかかります。

特別パッケージ B

除外品
2年保証

撮影時間
セファロ 1.9秒

vatech Ace9
CT・パノラマ複合機 エースナイン

CT最大撮影範囲
φ9×8cm

小型で省スペース
設置面積 983x1,182mm

マジックパン
オートフォーカスだから誰が撮影しても鮮明なパノラマ画像の取得が可能。

商品コード 040701
448万円
(税込4,928,000)

セファロ付
+120万円
(税込1,320,000)

販売名: X線CT診断装置 Ace9
一般的名称: アーム型X線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
認証番号: 305AFBZX00014000

あんしんの全国11のサポート拠点

除外品
1年保証

Comfort Gentle
標準仕様
歯科用ユニット
コンフォートジェントル

2台
幅広い年代に優しいステップ付

3台セットで

標準仕様
モーター回路×1
タービン回路×1
シリンジ×1

膝折れタイプ
商品コード 102225
210万円
(税込2,310,000)

~~868万円~~ → **798万円**
(税込9,548,000)

(税込8,778,000)
※別途運搬・設置に関わる費用がかかります。

特別パッケージ C

除外品
あんしんの10年保証

撮影時間
セファロ 1.9秒
パノラマ 7.0秒

vatech Smart Plus
CT・パノラマ複合機 スマートプラス

1回のCT撮影でパノラマ画像も同時に取得! パノラマ7秒に高速化され低被ばくに

商品コード 040016
698万円
(税込7,678,000)

セファロ付
+120万円
(税込1,320,000)

販売名: 歯科用X線診断装置 Smart Plus (PHT-35LHS)
一般的名称: デジタル式歯科用パノラマX線CT診断装置
管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
認証番号: 302AFBZX00003000

あんしんの全国11のサポート拠点

除外品
1年保証

Comfort Gentle
標準仕様
歯科用ユニット
コンフォートジェントル

2台
幅広い年代に優しいステップ付

3台セットで

標準仕様
モーター回路×1
タービン回路×1
シリンジ×1

膝折れタイプ
商品コード 102225
210万円
(税込2,310,000)

~~1118万円~~ → **998万円**
(税込12,298,000)

(税込10,978,000)
※別途運搬・設置に関わる費用がかかります。

新レジスティクスセンター
見学可能 ※日曜のみ(予約制)

大型機器

初開催
展示会&体験会
in Ciメディカル本社能美LC(石川県)

当日限定

Ci カタログ掲載商品
5% OFF!
※一部商品を除く

最新の歯科用「CT」から今話題の光学印象「IOS」も展示!!
もちろんユニット、マイクロ、CAD/CAM、小機械、材料全て展示!

Ci社員によるセミナー開催

「保険導入を見据えたIOSの選定基準」(体験会含む)
22日(土) 17:00-17:45 23日(日) 11:00-11:45

開催日 **6/22** 15:00-19:00 **23** 09:00-16:00

会場 Ciメディカル本社能美LC(石川県) 〒929-0112 石川県能美市福島町に152番地
お問い合わせ Ciメディカル 営業支援課 ☎0761-50-2074 9:00~18:00 定休日 土・日・祝日

お申込はこちら



Comfort Premium 歯科用ユニット コンフォートプレミアム

安心の
国産



展示中

- ・東京SR
- ・新大阪SR
- ・岐阜羽島SR (事前予約制)
- ・福岡営業所



安心して乗降できる
ステップスチェア

うがいしやすい
回転式のスピットン
ボウル

チェアとスピットン
が一緒に昇降

ベースマウント

- 商品コード
- 111913 ベーシックタイプ
 - 111912 膝折れタイプ

オーバーアーム

- 商品コード
- 111915 ベーシックタイプ
 - 111914 膝折れタイプ

~~280~~万円(税込3,080,000)
お問い合わせください

シートカラー
バリエーション



Comfort Gentle 歯科用ユニット コンフォートジェントル

ベースマウント

お子様からお年寄りまで
幅広い層に優しいステップ付

膝折れ

商品コード
102225
~~210~~万円
(税込2,310,000)

お問い合わせください

よりお求めやすいカウンタータイプ

ベーシック

商品コード
103327
~~200~~万円
(税込2,200,000)

お問い合わせください

ベースマウントは
マイクロスコープ
マウントも可能!
FLEXION
フレキシオン

オーバーアーム

思い通りの操作がしやすく
スペースの確保が容易

膝折れ

商品コード
107677
~~220~~万円
(税込2,420,000)

お問い合わせください

ベーシック

商品コード
107678
~~210~~万円
(税込2,310,000)

お問い合わせください

設置、メンテナンス、サポートも
安心してお任せください。

1 メーカー全国11か所のサポート拠点

札幌・盛岡・仙台・群馬・東京・北関東・名古屋・
大阪・広島・高松・福岡

2 国内メーカーの専門スタッフ対応

設置、メンテナンス、サポートも安心してお任せください。

3 全国11か所のCi営業拠点もサポート

北海道・仙台・東京・長野・北陸・岐阜・名古屋・
大阪・広島・福岡・鹿児島

お客様の声！なかじま歯科・矯正歯科様
チェアユニットなどの大型機械は高性能よりもベー
シックでシンプルな設備を探していました。その点
ではCiはシンプルで私の意向にあっており価格も適
正と感じました。とはいえ、気になるのは保守ですが、
チェアユニットは国産であり。またメンテナンス体
制が整っていることを確認し導入を決断しました。

FLEXION フレキシオン ドイツ製 歯科用マイクロスコープ




除外品

1年
保証

FLEXION BASIC PLUS フレキシオン ベーシックプラス

革新的な性能と充実の標準装備



- 1 ドイツ製3種のレンズを組み合わせて画像・色彩くっきり
(アポクロマートレンズ採用、透過率99.6%)
- 2 ボールジョイントの関節でストレスフリーの操作感
- 3 業界初2°のアングルトランスミッションで
根管も明るく直視しやすい
- 4 カメラを付けてもGood バランス (カメラ後方マウント式)
- 5 新型パリオフォーカス4標準搭載 (保護カバー付)
- 6 鏡筒を斜めにしても視線は変わらず
(Ergoアングルエクステンダー)




商品コード
42173 可動式 103972 ユニットマウント式
42509 床固定式 42508 天吊り式
~~250~~万円
(税込2,750,000)

お問い合わせください

FLEXION TWIN LIGHT フレキシオン ツインライト

蛍光観察モード搭載



FLUORESCENCE
MODE搭載

蛍光観察モードが
マイクロを用いたワーク
を強力にサポート。

商品コード
107159 可動式 107164 ユニットマウント式
107162 床固定式 107161 天吊り式
~~275~~万円
(税込3,025,000)

お問い合わせください

FLEXION LIGHT フレキシオン ライト

倍率3段階のライトバージョン

先生から歯科衛生士まで
簡単に取り扱い可能

歯科衛生士にも最適、活用すること
で患者さんの理解度と診療効率が
飛躍的に向上



商品コード
104045 可動式 104048 ユニットマウント式
104047 床固定式 104046 天吊り式
~~129~~万円
(税込1,419,000)




◆一般的名称:可搬型手術用顕微鏡 販売名:Flexion マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001416 / 販売名:Flexion 設置型マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001555
◆一般的名称:可搬型手術用顕微鏡 販売名:Flexion ツインライト マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001694 / 販売名:Flexion ツインライト 設置型マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001695
◆一般的名称:可搬型手術用顕微鏡 販売名:Flexion ライト マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001634 / 販売名:Flexion ライト 設置型マイクロスコープ 届出番号:17B2X10001001635

お問合せが急増しています!

SHINING 3D
DENTAL
エーオーラルスキャンスリー

Aoralscan 3




持ちやすく
軽量化
240g

あんしんの
5年
保証

100回まで
オートクレープ可能
成人から子供までの
口腔内に適した
2チップをご用意

本体のモーション機能でマウス、キーボードを操作せずに次の手順に移行可能

圧倒的なスキャンスピードとスムーズなスキャンをAIがアシスト



22mmの深度でインプラント印象含め様々な症例に対応

診療に役立つアプリと新機能が次々とアップデート



注目の機能!

口腔健康レポートからQRコードを生成し患者さんのスマホで読み込み可能



Ciプロダクツ
レビュー



IOSが活用されている現場の声が満載!

Ciプロダクツレビュー



新号
でした!

たった3分の
動画で丸わかり!



Aoralscan3の機能とメリットを紹介!



動画でリアルな
スピードを体感!



臨床現場でのスキャンスピードをご覧ください!

上下顎
わずか
2分



セット内容

- 口腔内スキャナ「Aoralscan3」本体
2,150,000円(税込2,365,000)
- 専用ノートパソコン
435,000円(税込478,500)
- あんしんの5年保守プラン
200,000円(税込220,000)

セット
合計価格 ~~278.5万円~~ (税込3,063,500)

導入支援
特価にて!

プレミアム割賦キャンペーン実施中! キャンペーン期間 2024年5月31日まで

月額 **37,800円** (税別)

プレミアム割賦代金 **37,800円/月** × 5年(60ヵ月)

※ リースと違い、割賦代金支払い終了後に所有権はユーザー様に移行するので、再リース料など一切不要です。

お客様の声



医療法人セント・パウロ 光吉歯科医院 様

導入した経緯としては、処分費の削減のために廃棄物を減らしたかったことが一つです。実際に「Aoralscan3」を導入すると、スキャンの速度は速く、廃棄物も減りました。当院では障害者歯科も行っており、アルジネートが喉に流れてしまうことを危惧していましたが、「Aoralscan3」で安心して印象が採れるようになりました。



飯田橋エトワール歯科医院 様

口腔内健康レポート機能を使って説明し、データをQRコードとして生成、それを患者さんのスマホで読み込んでもらう。すると、患者さんはいつでも自分自身の口腔内のデータを確認することが出来ます。患者さんからは「すごいですね!」「最先端ですね!」と仰っていただくことが多いです。

患者様のスマホにQRコードで「口腔内健康レポート」を共有

動画では7番近心欠損部を説明。デジタルならではの利点を活用し状況説明や方針を説明できます。

